

WOODPECKER PT-A ultrazvuk na odstraňování zubního kamene s leštičkou- pískovačem

Nejnovější piezoelektrický ultrazvuk Woodpecker kompatibilní s EMS kombinovaný s pískovačem. Přístroj s eliptickými kmity a novým světelným násadcem s výkonem a technologií zcela na úrovni zavedených značek. Bude Vám výborným pomocníkem za nejlepší cenu na trhu.



Základní funkce:

- Eliptické kmity
- Autoklávovatelné násadce 2 ultrazvukové + 2 na pískovač včetně PERIO a subgingivální trysky
- ultrazvukové koncovky z titanu
- Přesné dotykové ovládání- voděodolný design
- Funkce: scaling, perio, endo, air polishing
- Vlastní ohřev vody
- Automatické zásobování vodou nebo roztokem z vlastní nádržky nebo z externí přípojky vstupní tlak vody: 1bar~5bar (0.1MPa~0.5MPa), vstupní tlak vzduchu: 5.5bar~7.5bar (0.55MPa~0.75MPa)
- Automatické sledování frekvence
- Návod k použití v ČJ a prohlášení o shodě

Standardní příslušenství:

nádobky 2ks (1400ml a 600ml),
zásobník na prášek 2 ks,
prášek prophylaxis powder PT-S1,
momentové klíče, 3 nerezové boxy pro sterilizaci
2 ultrazvukové ruční části, hadice,
2 ruční části pískovače –subgingivální a supragingivální ,
10 hrotů pro různé zákroky
Nožní víceúčelový ovladač,

Záruční doba: 3 roky na přístroj, 24 měsíců na handpiece

Cena: 105.000,- Kč včetně zapojení (napájení a tlakového vzduchu, případně ext vody.)

