



Scan

CAD/CAM technologie

3D tisk

Digitalizace

Vaší ordinace s Henry Schein

ORDINACE

2/2018

Určeno výhradně pro odbornou veřejnost.

Platnost nabídky: od 1. 7. 2018 do 5. 10. 2018
nebo do vyprodání zásob

Poštovné ZDARMA při objednávce nad 2000 Kč vč. DPH.

Prodejem to u nás začíná...

Zvažujete nákup digitální technologie pro svou praxi, či laboratoř?

Nenechte se zmást planými sliby distributorů o poskytované podpoře a servisu, ale ověřte si jejich práci. Poprodejní služby jsou při nákupu digitální technologie takřka stejně důležité, jako samotný přístroj. Už jen samotná instalace a zaškolení musí být prováděno zkušeným odborníkem, mnohdy tomu tak však není. Není výjimkou, že se na nás obrací majitelé praxí a laboratoř, kteří si neví rady se zakoupenou technologií a jejich prodejce jim není schopen pomoci. Níže naleznete několik referencí od našich zákazníků, které potvrzují, že společnost Henry Schein pouze neslibuje, ale své závazky také plní.

Od firmy Henry Schein mám během posledních 6 let již druhý intraorální skener Trios 3shape. Vždy, když jsem potřeboval s něčím poradit, něco nastavit či přeinstalovat, byl mi k dispozici ochotný a rychlý servis v podobě pana Richarda Doležala z firmy H-S. Je pro mne příjemnou zkušeností, že ten, kdo mi věc prodává, jí i perfektně rozumí. Doporučuji.

MUDr. Tomáš Hanzelka, PhD.

Lidé v Henry Schein mají profesionální přístup a jsou ochotni vždy poskytnout vysvětlení na jakýkoliv problém.

Zubní laboratoř ART 42 s.r.o.
V. Suja

U nás v labině se říká: Když na to máš je to brnkačka! A Henry Schein na to má! Nejdůležitější na spolupráci s nimi je aktivní a rychlé řešení problémů. Když Vám fréza jede nonstop, tak každý den prodlení s opravou je problém. S HS máme záruku, že tyto situace řeší obratem!

Vilém Antončík

Má stomatologická praxe je téměř ze 100% digitalizována vybavením společnosti DentsplySirona, která bez kompromisů nabízí kompletní řešení s funkční konektivitou. Každý z vlastní zkušenosti ví, že i ta nejkvalitnější technologie potřebuje všířené služby, zajišťované zkušenými, pravidelně se vzdělávajícími a ochotnými lidmi, připravenými pomoci v jakékoliv situaci. Takovému službě, společně s dodávkou veškerého spektra spotřebních materiálů, jsem našel a již 7 let spokojeně využívám u společnosti Henry Schein Dental. A protože každá firma je o konkrétních, nikoliv anonymních pracovnících, musím zmínit pana Pavla Votlučku, který je z mé dlouhodobé zkušenosti tím správným člověkem, poskytujícím maximální back-ground naší praxi na poli digitální stomatologie.

Dr. Josef Kunkela

S firmou HENRY SCHEIN spolupracuji řadu let. Naše spolupráce se prohloubila před 7 lety, kdy jsem pořídil laboratorní skener 3Shape. Podpora pana Richarda Doležala, s tehdy novou technologií, která byla v začátcích, byla na velmi vysoké úrovni. Po roce jsem pořídil CNC frézku a byl jsem rozhodnut, hlavně díky podpoře a servisu, pro objednávku opět od Henry Schein. Podpora, servis i možnost zapůjčení náhradního přístroje v době delšího servisu, fungovala velmi spolehlivě.

Před 2,5 roky jsem pořídil mezi prvními intraorální skener Trios 3 a nabízení službu spolupracujícím lékařům. Všechna zaškolení i zapůjčení skeneru, abych si tento přístroj mohl vyzkoušet v praxi mi firma HENRY SCHEIN umožnila a díky těmto technologiím jsem posunul laboratoř na vyšší level než je konkurence. S firmou HENRY SCHEIN a Richardem Doležalem sdílíme naše nabyté zkušenosti a vyměňujeme si nové informace a poznatky. S firmou HENRY SCHEIN pořídáme školení pro spolupracující lékaře (adhezivní lepení MUDr. Hajný Petr, intraorální scanování s Christianem Johnssonem, navigovaná implantologie Jan Paulics) a samozřejmě i školení pro naše zubní techniky. Spolupráce funguje výborně a vzhledem k tomu, že jsem ještě mladý a nové technologie budou přicházet, předpokládám, že bude i nadále takto skvěle pokračovat.

Adam Kulovaný

Máme od Vás ten nejlepší servis a technickou podporu, která je pro naši práci velmi důležitá. Proto můžeme pracovat v ordinaci s přístroji jako jsou například 3Shape Trios, Cerec omnicaam nebo v laboratoři s frézovacím přístrojem Vrh K5, Cerec MC XL Sirona nebo 3D tiskárnou Formlabs. Při jakémkoliv problému s přístrojem, je pro nás velmi důležité Vaše rychlé připojení a vyřešení problému či našich otázek na Vás. Doporučujeme Vás i dalším ordinacím a laboratořím. Ještě jednou velký Dík!

S pozdravem Viktor Levchenko

Podpora na 1. místě

Po dlouhém vybírání vhodného skeneru pro práci ortodontisty, jsem se rozhodla pro 3SHAPE Trios verze 1. Protože v roce 2014 jsem byla první v České Republice, kdo s ortodontickou verzí skeneru začal pracovat a kdo kompletně převedl ortodontickou praxi do digitální podoby, potřebovala jsem nutně výraznou podporu ze strany dodavatele. Rozhodující pro mě tenkrát nebyla cena, ale servis a slibená podpora! Firma Henry Schein a jmenovitě pan Richard Doležal mi byl v mých prvních digitálních krocích neocenitelným spojencem a i nyní, kdy už pracuji s nejnovejší bezdrátovou verzí skeneru TRIOS a plně sofistikovaným softwarem pro ortodontisty je mi často nápomocen, jak s novinkami tak i s občasnými klipytnutími programu. Velice si spolupráce vážím a doporučuji všem, kdo hledají zkušeného partnera.

MUDr. Jana Oulická

HENRY SCHEIN
ConnectDental

Ověřená
Digitální
Řešení™

Máte podobnou
zkušenost?
Potěšte nás
a dejte nám vědět.

HENRY SCHEIN®
ConnectDental®

Ověřená
Digitální
Řešení™

3Shape TRIOS 3 MOVE

Nový intraorální skener Trios MOVE představuje revoluci ve světě ordináčnických skenerů. Tato novinka Vás oslní především nízkou váhou, ergonomií a precizním zpracováním ve spojení s velmi elegantním vzhledem. Díky těmto vlastnostem bude MOVE nejen Vaší pravou rukou, ale svou technologií a designem zapůsobí na každého pacienta. Trios MOVE byl navržen tak, abyste 13.3 palců dotykový FULL HD displej ovládali vždy co nejpohodlněji.

Trios 3 MOVE je dostupný v těchto konfiguracích:



NOVINKA




3shape



Trios margin lines

Důležitá INFORMACE!



Americká dentální asociace zveřejnila společnou studii, kterou provedla Univerzita v Marylandu (USA) a Univerzita ve Freiburg (Německo). Tento test přesnosti zahrnoval porovnání mezi konvenční metodou otiskování a digitální otiskem, přičemž do výběru bylo zahrnuto sedm nejpoužívanějších intraorálních skenerů. TRIOS 3 v porovnání s konkurencí i konvenčním otiskováním tento test zcela ovládl. Podle referenčního průmyslového skeneru naskenoval TRIOS 3 23500 triangulací, klasický otisk zaznamenal 18000 triangulací a další intraorální skenery 14000 a méně.

Odkaz na celou studii zde:

<http://bit.ly/2JMuT6m>



Zirlux Anterior Multi

Vysoce estetický zirkonový materiál vhodný především pro frontální úseky. Tento multi – barevný zirkon má vyšší pevnost a více indikací, než lithium disilikát.


Indikace – Plně anatomické korunky, 2-3 členné můstky, teleskopické korunky a fazety.



Přechod jednotlivých vrstev tohoto materiálu byl vyvinut tak, aby co nejvíce napodoboval translucenci a estetiku přirozeného zubu. Barvy postupně přecházejí od nejtmaší po nejsvětější a při výrobním procesu tak není potřeba dalších kroků v podobě barvení nebo infiltrace. I přes absenci tohoto kroku budete překvapeni vysokou estetickou kvalitou hotového výrobku. Hlavní výhodou je totiž barevná stabilita a konzistence.

Zirlux Anterior Multi je dostupný ve výškách 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm a je kompatibilní s většinou otevřených typů fréz pracujících se standardním blokem o Ø 98,5 mm.

Zirlux Anterior Multi



Zirlux barvicí tekutiny na zirkonové materiály



S barvicími tekutinami **Zirlux shading liquids**

lze dosáhnout vysoce estetických, přirozeně vypadajících náhrad, které perfektně zapadnou do dané situace chrupu. V kombinaci s bloky Zirlux 16+ White vytvářejí barevně přesné a konzistentní výsledky, na které se můžete spolehnout. Jsou dostupné ve všech 16 VITA odstínech, 5 incizálních a 11 individualizačních odstínech.

Zirlux Shading Liquids




Rozšiřte Vaši nabídku novým materiálem Zirlux Acetal

Zirlux Acetal je polopružný materiál ideální především pro výrobu konstrukcí částečných snímatelných náhrad. Díky přirozenému zabarvení zlepší komfort pacienta, protože zmizí neestetické kovové spony a další kovové části protéz.

Ze Zirlux Acetalu lze zhotovit také noční chrániče chrupu, estetické náhrady a provizorní korunky/můstky. Materiál je dostupný v barvách A1, A2, A3.5, B1, G2 (bleach) a ve výškách 15, 20 a 25mm a je kompatibilní s 5-osými frézami VHF a s většinou otevřených typů fréz pracujících s Ø 98,5 mm.



Zirlux Acetal



**PRO VÍCE INFORMACÍ
KONTAKTUJTE
NAŠE SPECIALISTY**

Richard Doležal
Jan Mikuš, DiS.
Ing. Kamil Kosíř
Pavel Votlučka

ConnectDental Manažer
CAD/CAM specialista
CAD/CAM specialista/servis
Sirona Specialista/servis

tel.: 602 389 088, e-mail: richard.doleza@henryschein.cz
tel.: 603 215 822, e-mail: jan.mikus@henryschein.cz
tel.: 702 032 398, e-mail: kamil.kosir@henryschein.cz
tel.: 732 469 709, e-mail: pavel.votlucka@henryschein.cz



Výhodná nabídka balíčků rentgenové techniky KAVO!

Pouze u

HENRY SCHEIN®
DENTAL

Panoramatický rentgen OP 2D + intraorální rentgen Focus **ZDARMA**

Spojení kvality 2D panoramatických snímků s extrémně stabilním, lehkým a snadno ovladatelným intraorální rentgenem ve Vaší ordinaci nebo přímo na stomatologické soupravě.



+



ZDARMA

~~646 050 Kč~~

**CENA
ZA BALÍČEK:**

543 139 Kč

UŠETŘÍTE
102 911 Kč

vč. DPH

KAVO
Dental Excellence

Intraorální rentgen Focus + Scan Exam One

Intraorální rentgen s nepřímou digitalizací – rychlý a snadný pracovní postup pro jednu nebo více ordinací.



+



~~285 863 Kč~~

**CENA
ZA BALÍČEK:**

229 900 Kč

UŠETŘÍTE
55 963 Kč

vč. DPH

KAVO
Dental Excellence

Intraorální rentgen Focus + GXS – 700

Intraorální rentgen ve spojení s RVG senzorem nejvyšší kvality usnadní Vaši práci, kterou oceníte nejen u endodontických zákroků.



+



~~245 842 Kč~~

**CENA
ZA BALÍČEK:**

199 650 Kč

UŠETŘÍTE
46 192 Kč

vč. DPH

KAVO
Dental Excellence

PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE NAŠE SPECIALISTY

Monika Žáčková, DiS.
Bc. Martin Svačina
Tomáš Piskač

tel.: 731 657 957, e-mail: monika.zackova@henryschein.cz
tel.: 606 063 073, e-mail: martin.svacinka@henryschein.cz
tel.: 728 639 268, e-mail: tomas.piskac@henryschein.cz



Nejdostupnější rentgeny na trhu!

Efektivní vstup do světa digitálních panoramatických rentgenů

KAVO
Dental Excellence

KAVO OP 2D

- Kvalitní 2D panoramatické zařízení s technologií V-Shape-Beam - optimalizuje kvalitu obrazu
- High-end technologie vytvářející jasné a homogenní snímky pro kompletní běžnou diagnostiku
- Pětibodový systém pro zajištění stabilní polohy pacienta
- 3 polohovací paprsky



KAVO OP 3D

- 4 volně polohovatelné objemy válce: 5 x Ø 5, 6 x Ø 9, 9 x Ø 11 a (volitelný) 9 x Ø 14 cm
- SMARTVIEW™ 2.0 pro přesné nastavení umístění válce a vysoce flexibilní počet velikostí polí vidění (FOV)
- Funkce QUICKcompose™ pro rychlý náhled snímků po dokončení skenování



KAVO OP 3D Pro

- 3 v 1 pro maximální flexibilitu
- 2D panoramatický rentgen, ideální pro všeobecnou stomatologii
- Možnost rozšíření o malé/střední velikosti objemu (6 x Ø 4 a 6 x Ø 8 cm) nebo střední/velké (5 x Ø 5 až 8 x Ø 15 nebo dokonce 13 x Ø 15 cm)
- Možnost cephalo ramene vpravo i vlevo



KAVO FOCUS

- Intraorální rentgen s bezpečnou expozicí a kvalitou snímku
- Volitelné napětí 60/70 kW
- Extrémně stabilní, přesto lehký a snadno ovladatelný
- Nastavením expozice rentgenu chrupu pro dospělé a děti



KAVO GXS-700

- Inovace intraorálního senzoru s vysokým rozlišením
- Velikost 1 a 2 s CMOS snímačem
- Zaoblené rohy a hladké hrany
- USB připojení



Scan eXam™

- Za pouhých 5s dostanete kvalitní snímek
Rozlišení snímání 17 lp/mm
Bitová hloubka snímku 16 bitů
Velikost snímacích fólií 0 – 3
- **NOVINKA:** patentovaný systém dezinfekce UV zářením, které ničí viry a bakterie na transportním mechanismu fólií



Hygienická koncepce a ergonomie na prvním místě!

ORDINACE **KAVO**
Dental Excellence



od 690 000 Kč

Estetica E 50 Life

Váš styl!

- 1 Barevný dotykový displej**
Tlačítka přímé volby, 3funkční stříkačka. Varianta horního i spodního vedení. 5-6 pozic (mikromotory bezuhlíkové, varianta endo osvětlení LED, kamera). OZK typu EMS/Piezo. Varianta s pumpou pro fyziologický roztok, USB připojení.
- 2 Výškově nastavitelná strana sestry**
4 pozice (velká a malá savka, volitelně stříkačka, polymerizační lampa) Ovládací panel. VacuStop – jednotlačítkové vypínání savek nohou.
- 3 Světlo** KaVoLUX® 540 LED s Composave - 40 000 Lux LED Maia - 35 000 Lux.
- 4 Nosnost 135 kg**
Souprava se stacionárním plivátkovým blokem. Opěrka hlavy - Dvoukloubová, mechanické ovládání/pneumatické ovládání, výsuvná. Volitelně opěrky rukou. Lze uzpůsobit pro leváky. Samostatně polohovatelný sedák.
- 5 Otočné plivátko**
Volitelně automatická intenzivní dezinfekce všech vodních cest DVGW. Příprava na mokré sání nebo separátor amalgámu Durr. (varianta i lahve na destilovanou vodu).
- 6 Multifunkční nožní ovládání**
Možnost bezdrátového. Regulace světla, otáček/intenzity, vzduchový odfuk.

Estetica E 70 Vision

Inspirace pro Vaši práci!

- 1 Barevný dotykový displej**
Tlačítka přímé volby, 3funkční stříkačka. Varianta horního i spodního vedení. 5-6 pozic (3F pistole, vzduch, mikromotory vč. endo funkcí, ultrazvuk, chirurgický motor, HF elektrochirurgie). Varianta s pumpou pro fyziologický roztok, USB.
- 2 Výškově nastavitelná strana sestry**
4 pozice (velká a malá savka, volitelně stříkačka, polymerizační lampa). Ovládací panel. VacuStop – jednotlačítkové vypínání savek nohou. Senzor pro pohárek
- 3 Světlo** - KaVoLUX® 540 LED s Composave - 40 000 Lux.
- 4 Nosnost 135 kg** - nesené křeslo plivátkovým blokem. Opěrka hlavy - Dvoukloubová, mechanické ovládání/pneumatické ovládání, výsuvná. Volitelně opěrky rukou.
- 5 Otočné plivátko** - automatická intenzivní dezinfekce všech vodních cest DVGW a nástrojů v základu. Příprava na mokré sání nebo separátor amalgámu Durr.
- 6 Multifunkční nožní ovládání**
Možnost bezdrátového. Regulace světla, otáček/intenzity, vzduchový odfuk.

od 999 900 Kč

ORDINACE **KAVO**
Dental Excellence



PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE NAŠE SPECIALISTY

Monika Žáčková, DiS.
Ing. Roman Hanák
Bc. Martin Svačinka
Tomáš Piskač

tel.: 731 657 957, e-mail: monika.zackova@henryschein.cz
tel.: 602 735 372, e-mail: roman.hanak@henryschein.cz
tel.: 606 063 073, e-mail: martin.svacinka@henryschein.cz
tel.: 728 639 268, e-mail: tomas.piskac@henryschein.cz



Hygienická koncepce a ergonomie na prvním místě!

ORDINACE 



od 399 000 Kč

Intego

Váš spolehlivý partner pro úspěch stomatologické praxe!

- 1 Displej EasyPad** - tlačítka přímé volby. Varianta horního i spodního vedení. 5 + 1 pozic světelných nástrojů, (bezuhlíkový motor, turbínová hadice, odstraňovač zubního kamene, 3funkční stříkačka). OZK typu Sirona. Varianta Endo a reciproc u mikromotorů. USB /LAN - vzdálený servis souvavy.
- 2 4 pozice** (velká a malá savka, volitelně stříkačka, intraorální kamera). Ovládací panel.
- 3 Světlo** - LEDview PLUS – 5000 – 40 000 Lux. Bezdotykové ovládání. Sterilizovatelné rukojeti. Varianta IO RTG a monitoru na tyč svítidla.
- 4 Nosnost 140kg/185kg** - souprava se stacionárním plivátkovým blokem. Plochá nebo dvoukloubová opěrka hlavy, výsuvná. Volitelně opěrky rukou. Odolné a bezešvé polstrování, i varianta „měkčené a prošívané, nejnižší a nejvyšší poloha křesla 390–785 mm.
- 5 Odnímatelné otočné plivátko 60st.** příprava na mokré sání nebo separátor amalgámu Sirona. Láhev na destilovanou vodu s/bez přepínání na vodovodní řád. Automatická dezinfekce odsávacích hadic a separátoru amalgámu.
- 6 Nožní ovládání** s regulací otáček/intenzity, vzduchový odfuk.

Intego Pro

- 1 Dotykový displej EasyTouch** - Tlačítka přímé volby Varianta horního i spodního vedení. 5 + 1 pozic světelných nástrojů, (bezuhlíkový motor, turbínová hadice, odstraňovač zubního kamene, 3funkční stříkačka, kamera). OZK typu Sirona. Varianta Endo a reciproc u mikromotorů, Apexlokátor USB /LAN - vzdálený servis souvavy.
- 2 Asistenční stolek na kloubovém rameni** - 4 pozice (velká a malá savka, volitelně stříkačka, intraorální kamera). Ovládací panel.
- 3 Světlo** - LEDview PLUS – 5000 – 40 000 Lux. Bezdotykové ovládání. Sterilizovatelné rukojeti. Varianta IO RTG a monitoru na tyč svítidla.
- 4 Nosnost 185kg** Souprava se stacionárním plivátkovým blokem. Plochá nebo dvoukloubová opěrka hlavy, výsuvná. Volitelně opěrky rukou. Odolné a bezešvé polstrování, i varianta „měkčené a prošívané, nejnižší a nejvyšší poloha křesla 390–785 mm.
- 5 Odnímatelné otočné plivátko 60st.** Ohřev vody. Příprava na mokré sání nebo separátor amalgámu Sirona. Automatická dezinfekce odsávacích hadic a separátoru amalgámu. Volitelně automatická průběžná dezinfekce dle DVGW a EN 1717. Adaptory pro automatický proplach hadic nástrojů - AutoPurge.
- 6 Nožní ovládání** s regulací otáček/intenzity, vzduchový odfuk-

ORDINACE 



od 500 000 Kč



PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE NAŠE SPECIALISTY

Monika Žáčková, DiS.
Ing. Roman Hanák
Bc. Martin Svačinka
Tomáš Piskáč

tel.: 731 657 957, e-mail: monika.zackova@henryschein.cz
 tel.: 602 735 372, e-mail: roman.hanak@henryschein.cz
 tel.: 606 063 073, e-mail: martin.svacinka@henryschein.cz
 tel.: 728 639 268, e-mail: tomas.piskac@henryschein.cz

Špička v technologii a designu!

ORDINACE **anthos**



od 350 000 Kč

Anthos A3 Plus

Jednoduché a spolehlivé!

- 1 Fóliová klávesnice s 3místným displejem**
Tlačítka přímé volby, 3funkční stříkačka. Varianta horního i spodního vedení. 5+1 (mikromotory bezuhlíkové 100-40 000 ot./min, 3 Ncm). Osvětlení LED, kamera). OZK – Satelec, EMS, Anthos. Vyfukování nástrojů i proplach vodou.
- 2 4 pozice** (velká a malá savka, volitelně stříkačka, polymerizační lampa nebo i.o. kamera). Fóliová klávesnice pro ovládání křesla, světla, plivátka a kelímku.
- 3 Světlo točné ve 3 osách s regulací svítivosti**
a) Venus PLUs – L Led – svítivost až 50 000 Lux (bezdotykové ovládání).
b) Venus PLUs . halogenové, 35 000 LUX.
- 4 Nosnost 190 kg**
Souprava nesená křeslem. Dvoukloubová opěrka hlavy. 14 barev polsteru. Volitelně opěrky rukou.
- 5 Plivátko otočné o 270°**
Proplach - automatická výměna vody ve vodních cestách soupravy. SHS – zásobník na destilovanou vodu s přepínáním na vodovodní řad. Příprava na mokré sání nebo separátor amalgámu Durr, Metasys.
- 6 Volitelně monitor** na jedno(dvou)kloubovém rameni, i.o. kamera na stolku lékaře či sestry, senzor RVG na boku stolku lékaře.
- 7 Nožní ovladač** – 3 typy (standard, typ KAVo, typ Sirona).

Anthos A7 Plus

Technologie, kterou jste hledali!

- 1 Barevný dotykový displej s fóliovou klávesnicí**
Tlačítka přímé volby, ohřev vody, 6funkční stříkačka. Varianta horního i spodního vedení. 5+1 (mikromotory bezuhlíkové 100-40 000 ot./min s endo a chirurgií) osvětlení LED, kamera). OZK – Satelec, EMS, Anthos. Vyfukování nástrojů i proplach vodou. Peristaltická pumpa, apexlokátor. Pneumatická aretace stolku.
- 2 4 pozice** (velká a malá savka, volitelně stříkačka, polymerizační lampa nebo i.o. kamera). Fóliová klávesnice pro ovládání křesla, světla, plivátka a kelímku, sanitace. Možnost ovládání sání nohou.
- 3 Světlo točné ve 3 osách s regulací svítivosti**
a) Venus PLUs – L Led – svítivost až 50 000 Lux (bezdotykové ovládání).
b) Venus PLUs . halogenové, 35 000 Lux (integrace IO RTG na tyč svítidla).
- 4 Nosnost 190 kg**
Souprava nesená křeslem. Dvoukloubová opěrka hlavy, volitelně tříkloubová a pneumaticky aretovaná. 14 barev polstru. Levá opěrka ruky.
- 5 Plivátko otočné o 270°, detekce pohárku.**
Proplach - automatická výměna vody ve vodních cestách soupravy. SHS - zásobník na destilovanou vodu s přepínáním na vodovodní řad. Volitelně automatická průběžná dezinfekce dle DVGW a EN 1717 a automatická nebo poloautomatická dezinfekce. Příprava na mokré sání nebo separátor amalgámu Durr, Metasys.
- 6 Volitelně monitor** na jedno(dvou)kloubovém rameni, i.o. kamera na stolku lékaře či sestry, senzor RVG na boku stolku lékaře.
- 7 Nožní ovladač** – 3 typy (standard, typ KAVo, typ Sirona).

ORDINACE **anthos**



od 470 000 Kč

Přehled servisních služeb

zdravotnických přístrojů  HENRY SCHEIN®

Servisní služby

- Záruční i pozáruční servis pro ordinace i laboratoře
- Povinné periodické bezpečnostní technické kontroly zdravotnických prostředků (PBTk) dle Z. 268/2014 Sb.
- Elektrické revize zdravotnických zařízení a tlakových nádob
- Zajištění technických služeb certifikovanými techniky po celé České republice
- Dílenské opravy malých přístrojů a nářadí
- Přímá komunikace s výrobcí pro zajištění náhradních dílů
- Možnost zapůjčení přístroje po dobu servisní opravy

Konzultační a poradenské služby při vybavení ordinace

- Návrh, konzultace a výběr nejvhodnějšího řešení
- Inženýrský návrh ordinace s vizualizací
- Před-instalační konzultace v místě realizace zakázky
- Průběžná kontrola připravenosti k instalaci při realizaci stomatologické ordinace a kliniky
- Kompletní zajištění dokumentace stavební připravenosti stomatologické soupravy
- Odborné poradenství pro ekonomiku a ergonomii ordinace
- Poradenství s legislativou

Smluvní servis - balíček nad rámec základních servisních služeb

- Priorita pro vyřízení servisního případu; při poruše stomatologické soupravy apod.
- Evidence a provádění pravidelných preventivních prohlídek
- Telefonická konzultace a vzdálená správa přístrojů
- Sledování a informování o nutnosti provedení PBTk
- Odborné konzultace problematiky stomatologických přístrojů od servisních techniků
- Sleva na smluvní servis pro 2 a více přístrojů
- Slevy na spotřební materiál a na náhradní díly
- Likvidace elektrických zařízení odinstalace a odvoz starého přístroje

Příklad smluvního servisu:

Při smluvním servisu 1 stomatologické soupravy s kompresorem a odsávačkou činí paušální měsíční částka 863,- Kč vč. DPH při vzdálenosti klienta do 50 km od našeho servisního střediska.

SERVISNÍ DISPEČINK:

PO-PÁ, 8:00 – 16:30 hodin, servis@henryschein.cz

SERVIS ČECHY – Pavel Burda, tel.: 702 203 577

SERVIS MORAVA – Jan Adam, tel: 777 650 510

Přednosti servisu Henry Schein



Certifikace na značky:



Novinky a inovace

EMS⁺
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

Unikátní přístroj od EMS vyvinutý v souladu s novým konceptem ošetření Guided Biofilm Therapy.

- Vylepšená efektivita
- Šetrnost, komfort pro pacienta i obsluhující personál
- Zásobníky na prášek s vyšší kapacitou
- Nižší spotřeba prášku
- Dotykový ovládací panel
- Bezdrátový pedál
- Samočisticí funkce pro snadnou údržbu
- Regulovaný ohřev proplachovací tekutiny

AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

Kombinace ordinačního pískovače a ultrazvukového přístroje

- **Násadec AIRFLOW** pro supragingivální ošetření
- **Násadec PERIOFLOW** pro subgingivální ošetření
- **Násadec PIEZON LED** (+ koncovky A,P,PS)
- Speciální komory pro prášky CLASSIC a prášek PLUS s vyšší kapacitou a nižší spotřebou



NOVINKA

EMSFT229

~~259 700 Kč~~

233 100 Kč

AIRFLOW® STATION

Speciální ergonomický vozík pro použití s přístroji AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER a AIRFLOW® ONE.

EMSDW048A
AIRFLOW STATION+
(s lahví)

37 500 Kč



NOVINKA

EMSFT230 spotřebou

~~204 000 Kč~~

183 600 Kč

AIRFLOW® ONE

Ordinační pískovač pro supragingivální i subgingivální ošetření

- **Násadec AIRFLOW** pro supragingivální ošetření
- **Násadec PERIOFLOW** pro subgingivální ošetření
- Speciální komory pro prášky CLASSIC a prášek PLUS s vyšší kapacitou a nižší spotřebou

NOVINKA

EMSDW048B
AIRFLOW STATION (bez lahve)

31 000 Kč

BILPRON

Naředěný roztok k okamžitému použití pro týdenní dekontaminaci (baktericidní)

a k dlouhodobému odstranění biofilmu ve vodovodních liniích veškerých zubolékařských souprav a přístrojů (včetně hadic k nástrojům a plnění plovákového kelímku).

Balení: 1 l nebo 6x l

Rozsah účinnosti: baktericidní / fungicidní
odstraňuje a zabraňuje tvorbě vápenatých povlaků a řas



Bilpron 1 litr
0410333/6

6x

450 Kč

Bilpron 6x 1 litr
0410333

2 590 Kč

AIR-FLOW® HANDY 3.0 PREMIUM

EMS
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

Nejnovější generace pískovacího přístroje pro kompletní supra i subgingivální ošetření povlaku, pigmentací a leštění zubů i v nehlubších parodontálních chobotech s unikátními technologiemi AIR-FLOW® a PERIO-FLOW®

Přístroj je připojitelný na turbínovou hadici přímo, nebo přes rychlospojku. Přístroj se dodává se dvěma vyměnitelnými násadci pro supra i subgingivální ošetření. Při objednávce je třeba specifikovat typ připojení turbínové hadice (rychlospojky).



Stále máme v nabídce i osvědčený pískovač Air-Flow® Handy 2+

v barvě antracit, oranžové a modré pro širokou škálu připojení za zvýhodněnou cenu: EMSFT170



~~29 000 Kč~~ **23 900 Kč**

Air-Flow Handy 3,0 PREMIUM

EMSFT225xx

~~55 200 Kč~~ **44 200 Kč**

Air-Flow Handy 3.0 násadec PLUS

EMSFT221PLUS

~~45 400 Kč~~ **36 400 Kč**

Air-Flow Handy 3.0 násadec PERIO

EMSFT221PERIO

~~45 400 Kč~~ **36 400 Kč**

BAC200

Ultrazvukový odstraňovač zubního kamene

Nový všestranný ultrazvukový profylaktický přístroj pro důkladné odstranění zubního kamene bez poškození skloviny.

V nabídce 2 verze: světelná a nesevětelná

- ergonomický design
- intuitivní ovládání výkonu
- nezávislé zásobování vodou
- PERIO funkce
- plně autoklávovatelný násadec pro ultrazvukové koncovky typu EMS

Obsah balení:

kompletní přístroj BAC200EL, 2x ultrazvukový násadec typu E.M.S., 3x ultrazvuková koncovka, 1x momentový klíč na koncovky, 1x nádoba na chladící kapalinu


NOVINKA

BAC200EL Complete Piezo Unit

světelný, typ EMS

BAIBAC200EL

~~38 990 Kč~~ **31 190 Kč**

BAC200E Complete Piezo Unit

nesevětelný, typ EMS

BAIBAC200E

~~30 990 Kč~~ **24 790 Kč**

B.A. INTERNATIONAL
NOVINKA

PROFYLAKTICKÉ INSTRUMENTY OPTIMA

OPTIMA BA40E 1:1 profylaktické kolénko

Profylaktické kolénko bez vnitřního chlazení

- tlačítkové upínání
- převod 1:1
- bez světla
- bez spreje
- termodesinfikovatelné
- utoklávovatelné


B.A. INTERNATIONAL
20% SLEVA

~~5 520 Kč~~

4 416 Kč

BAIBA611074

OPTIMA BA170E 1:1 profylaktický rovný násadec

Profylaktický rovný násadec bez vnitřního chlazení

- převod 1:1
- bez světla
- bez spreje
- termodesinfikovatelný
- autoklávovatelný


B.A. INTERNATIONAL
20% SLEVA

~~6 290 Kč~~

5 032 Kč

BAIBA620070

STOMATOLOGICKÉ NÁSadCE

KaVo EXPERT SERIES

Vynikající poměr kvality a ceny

Povrch EXPERTgrip, keramická ložiska, výměnný vodní mikrofiltr, 25000 Lux světlení a retenční síla kleštiny 30N dělají z těchto nástadců špičku na trhu. Díky tradičně kvalitnímu zpracování je životnost těchto nástadců extrémně dlouhá.

Platí do vyprodání skladových zásob.



KAVO
Dental Excellence

	OBJEDNACÍ KÓD	MODEL	CENA	AKČNÍ CENA
	KAV1.007.5550	EXPERTmatic LUX E25L červené kolénko 1:5, světelné	30 075 Kč	20 674 Kč
	KAV1.007.5540	EXPERTmatic LUX E20L modré kolénko 1:1, světelné	22 742 Kč	14 749 Kč
	KAV1.006.8700	EXPERTtorque LUX E680L turbínka světelná	28 027 Kč	18 120 Kč

BA Ultimate Power+

Inovovaná prémiová řada světelných nástrojů.

Menší hlavička, odolný titanový plášť a keramická ložiska s dlouhou životností.



B.A.INTERNATIONAL

	OBJEDNACÍ KÓD	TYP	MODEL	CENA	AKČNÍ CENA
	BAIBA620570	rovný násadec 1:1	BA280LSS	19 109 Kč	14 300 Kč
	BAIBA612570	kolénko 1:1	BA40LSS	19 020 Kč	14 200 Kč
	BAIBA612571	kolénko 1:5	BA200LTS	25 161 Kč	18 990 Kč
	BAIBA612572	kolénko 6:1	BA60LSS	22 091 Kč	16 550 Kč

BA ULTIMATE POWER+ Turbíny řady BA755

Osvědčené turbíny s novým designem, vylepšenou ergonomií a skvělým úchopem.

Díky nové konstrukci hlavičky se podařilo dosáhnout jejímu zmenšení při zachování skvělého výkonu (22 Watt) a nízké hlučnosti (58dB).

K dispozici připojení pro rychlospojky několika výrobců.



B.A.INTERNATIONAL

	OBJEDNACÍ KÓD		MODEL	CENA	AKČNÍ CENA
KaVo	BAIBA602505	NSK	BAIBA602535	19 730 Kč	15 790 Kč
W&H	BAIBA602515	Sirona	BAIBA602595		
BienAir	BAIBA602525				

BA OPTIMA 10LED

- intenzita: 1 200 mW/cm²
- 3 programy
- spektrum: 420 - 480 nm
- hmotnost: 170 g



černá	BAIBASES10
modrá	BAIBASES20
červená	BAIBASES30
zelená	BAIBASES40
stříbrná	BAIBASES50
růžová	BAIBASES60
fialová	BAIBASES70
světle zelená	BAIBASES80

~~9 950 Kč~~
6 965 Kč

BA OPTIMA U-MIX

Míchačka kapslovaných materiálů

- dotykový panel a LCD displej
- programovatelné míchací časy a snadná obsluha
- robustní držák kapslí
- bezpečnostní vypínač otevření krytu
- tichý chod



BAIBASE800

~~10 100 Kč~~
8 080 Kč

BONART ART-E1

vysokofrekvenční kauter

~~15 100 Kč~~**12 990 Kč**

ART
ELECTRON[™]
ELECTROSURGERY UNIT

BON991066

Elektrochirurgie je efektivní metoda, která se používá k řezání nebo koagulaci měkké tkáně. V průběhu řezání elektrickým proudem je eliminována bolest spojená s používáním skalpelu, zároveň je snížena destrukce tkáňových buněk. Princip elektrochirurgické metody spočívá v používání vysokofrekvenčních proudů, kdy vysoká teplota roztaví a odpaří buněčnou tkáň stejně účinně jako při použití nože.

Vysokofrekvenční kauter (2 MHz) pro řezání a koagulaci měkké tkáně. Používání přístroje pro koagulaci a řezání tkání omezuje pooperační bolesti, otoky a infekci.


Tři režimy:

CUT - tento režim slouží jak k koagulaci tak k řezání, ideální pro většinu klinických aplikací.

COAG1 - tento režim slouží jak k koagulaci tak k řezání, efektivní program pro koagulaci, který umožňuje i řezání.

COAG2 - tento režim slouží ke koagulaci a zástavě krvácení, vhodný i pro rány většího rozsahu (prům. 1,6 mm).

Součástí přístroje je sada 7 různých typů elektrod pro řez a koagulaci. Pohodlné ovládání nožním pedálem.



BA OPTIMA SURGE

Chirurgický a implantologický motor s pomaloběžným kolénkem 20:1

- volitelné vnitřní a externí chlazení
- výkonný úhlový násadec 50 N/cm² (bez ohledu na regulaci otáček, kroučícího momentu a způsobu chlazení)
- u řídicí jednotky možnost nastavení 10 programů
- intuitivní a snadné používání ovládacích prvků
- multifunkční nožní ovladač
- programovatelná paměť umožňuje uložení osobního nastavení

B.A.INTERNATIONAL

~~64 250 Kč~~**54 620 Kč**

BAIBA160508

POWERSURGE PS11X 1:1

B.A.INTERNATIONAL

Nesvětelný rovný chirurgický násadec 1:1 s externím chlazením

- vysoce výkonný chirurgický násadec s točivým momentem až 80Ncm
- plná rozebíratelnost zaručuje nejvyšší hygienické standardy
- programovatelná paměť umožňuje uložení osobního nastavení

~~26 929 Kč~~**19 300 Kč**

BAIBA660072

POWERSURGE PS20 20:1

B.A.INTERNATIONAL

Prémiová řada chirurgických úhlových násadců PowerSurge PS20 s převodem 20:1

- vysoce výkonný chirurgický násadec s točivým momentem až 80Ncm
- plná rozebíratelnost zaručuje nejvyšší hygienické standardy
- jehla pro vnitřní sprej
- sterilizovatelná tryska vnějšího spreje
- spojka Y z nerezové oceli



PS20X
nesvětelný

BAIBA660070

~~27 029 Kč~~**21 623 Kč**

PS20L
světelný

BAIBA660570

~~32 799 Kč~~**26 240 Kč**

Máte také v ordinaci krabičku plnou použitých vrtáčků?

NEODIAMOND®

Při opakovaném a dlouhodobém používání se vrtáčky nejen tupí, ale také korodují a mohou být špatně centrovány.

Včasná a pravidelná výměna starého vrtáčku za nový vám umožní pracovat rychleji, efektivněji a snížíte tím případná rizika a komplikace.

NEODIAMOND

Jednorázové sterilní diamantové vrtáčky

- balení: 10 ks
- jednotlivě balené

Typy:

- XF - extra jemný
- F - jemný
- M - střední
- C - hrubý
- XC - extra hrubý



15% SLEVA
NA CELÝ SORTIMENT

od 321 Kč

balení obsahuje 10 ks

130-012C	166-014XF	199-014M	234-012C
130-012XC	166-014M	199-0175XC	234-012M
141-010M	166-016M	199-018C	234-014M
141-012M	166-018XF	200-016M	238-014C
141-014C	167-010M	200-022C	234-016M
141-014XC	167-012C	220-016M	237-009M
156-010M	173-014M	225-013M	237-018M
156-012M	173-016M	225-015M	237-018C
166-010XF	197-023XC	233-012M	238-012M
166-010M	198-019XC	233-012C	238-014C
166-012M	199-012M	233-016M	249-012XF

Živou kartu s vrtáčky si na ukázkou vyžádejte u obchodního zástupce.

ACE

NuOss™

- jemný granulát: 0,25 – 1,0 mm
balení: 0,25 g, 0,5 g, 1,0 g, 2,0 g
- hrubý granulát: 1,0 – 2,0 mm
balení: 0,5 g, 2,0 g



VELIKOST ČÁSTIC	BALENÍ	OBJEDNACÍ KÓD	CENA	AKČNÍ CENA
0,25–1,0 mm	0,25 g	ACE312057	2 151 Kč	1 721 Kč
0,25–1,0 mm	0,5 g	ACE312059	2 761 Kč	2 347 Kč
0,25–1,0 mm	2,0 g	ACE312069	9 328 Kč	7 925 Kč
1,0–2,0 mm	0,5 g	ACE319394	2 080 Kč	2 533 Kč
1,0–2,0 mm	2,0 g	ACE319395	8 659 Kč	7 360 Kč

NuOss™ Collagen

- granulát smíchaný s 5 % bovinního kolagenu
- balení: 100 mg, 250 mg, 500 mg



ROZMĚRY BLOKU	BALENÍ	OBJEDNACÍ KÓD	CENA	AKČNÍ CENA
cca 6 x 7 x 8 mm	100 mg	ACE312066	2 467 Kč	1 974 Kč
cca 8 x 9 x 9 mm	250 mg	ACE312071	4 004 Kč	3 683 Kč
cca 10 x 11 x 12 mm	500 mg	ACE312073	8 378 Kč	6 702 Kč

RCM6™

- resorbovatelná kolagenní membrána
- doba vstřebávání více než 6 měsíců
- balení: 15 x 20 mm, 20 x 30 mm, 30 x 40 mm (tloušťka 0,3 mm)



VELIKOST MEMBRÁNY	TLOUŠŤKA	OBJEDNACÍ KÓD	CENA	AKČNÍ CENA
15 x 20 mm	0,3 mm	ACE312079	2 718 Kč	2 174 Kč
20 x 30 mm	0,3 mm	ACE312077	3 958 Kč	3 188 Kč
30 x 40 mm	0,3 mm	ACE312081	5 434 Kč	4 347 Kč

conFORM™

- resorbovatelná kolagenní membrána
- doba vstřebávání 3 – 4 měsíce
- balení: 15 x 20 mm, 20 x 30 mm, 30 x 40 mm (tloušťka 0,6 mm)



VELIKOST MEMBRÁNY	TLOUŠŤKA	OBJEDNACÍ KÓD	CENA	AKČNÍ CENA
15 x 20 mm	0,6 mm	ACE312074	3 045 Kč	2 412 Kč
20 x 30 mm	0,6 mm	ACE312076	3 995 Kč	3 188 Kč
30 x 40 mm	0,6 mm	ACE312078	6 072 Kč	4 858 Kč

Chirurgický dentální mikroskop Zumax OMS2350

zumax

Nastavení
(úprava)
vzdálenosti
zorníc

Otočné
rukojeti

Okuláry

6-krokové manuální
nastavení zvětšení

Jemné
zaostřování

Čočky objektivu

0° - 180°
sklopný binokulár

Přepínač
filtru

- Kvalitní vícevrstvé, antireflexní, skleněné německé čočky
- Varioskop - pracovní vzdálenost 190 mm – 300 mm
- LED osvětlení
- Integrovaný žlutý a zelený filtr
- 6-krokové zvětšení;
faktor zvětšení:
0,3x; 0,5x; 0,8x; 1,2x; 2x; 3x
- 5 variant čočky objektivu:
f=200 mm (s jemným ostřením)
f=250 mm (s jemným ostřením)
f=300 mm, f=350 mm, f=400 mm
- Fixní binokulár 45°, f=170 mm
nebo naklopný binokulár
0° - 180°, f=170 mm
- Zvětšení binokuláru:
12,5x (10x, 16x a 20x)
- Možnost integrované kamery
(1/3" CCD, Full HD nebo 3D)
- Bohatá nabídka příslušenství
(Beam Splitter, Iris Clona,
adaptéry pro fotoaparáty a kamery)

▪ Varianty:



**Možnost zapůjčení
mikroskopu k vyzkoušení
přímo do ordinace!**

▪ Patentovaný adaptér pro mobilní telefony

Pro bližší informace
a vytvoření cenové nabídky
na veškerý endodontický sortiment
kontaktujte našeho specialistu
pro endodoncii.

MUDr. Humplík Radomír
radomir.humplik@henryschein.cz
tel: 601 122 348

JIŽ BRZY V NAŠEM SORTIMENTU

**EDGEONE
FIRE™**

Sterilní strojové
nástroje určené
k recipročnímu pohybu

Small	ISO 20
Primary	ISO 25
Medium	ISO 35
Large	ISO 45



NOVINKA

**Sledujte
naš eshop!**

www.hs dental-shop.cz

Výkon Cena

Prémiová technologie



Bezkonkurenční
flexibilita



Zachovává
anatomii kanálků



Žádný zpětný
odskok



Neuvěřitelná
síla



EDGE TAPER™



SX S1 S2 F1 F2 F3 F4 F5

assortment (SX,S1,S2,F1,F2,F3)
vel. 21 mm 9888005
vel. 25 mm 9888006
vel. 31 mm 9888035

Ni – Ti
upravené
rotační
nástroje

- Délky:
21 mm
25 mm
31 mm
- **6 ks**
v balení

**Nový standard
bezpečnosti
kořenových
nástrojů.**

EDGE TAPER™ PLATINUM



SX S1 S2 F1 F2 F3 F4 F5

assortment (SX,S1,S2,F1,F2,F3) vel.
vel. 21 mm 9888000
vel. 25 mm 9888004
vel. 31 mm 9888034

Ni – Ti
tepelně
upravené
rotační
nástroje

- Délky:
21 mm
25 mm
31 mm
- **6 ks** v balení

**Zvýšená odolnost
a flexibilita díky
tepelné úpravě
FireWire™ Ni – Ti.**

EDGE GLIDEPATH™



Ni – Ti
tepelně
upravené
rotační nástroje

- Délky:
21 mm
25 mm
31 mm
- **4 ks** v balení

**Pověstná flexibilita
a pevnost. Umožňuje
rychlejší vytvoření
hladké cesty.**

Akce platí na všechny typy a velikosti EDGETAPER™, EDGETAPER™ Platinum, EDGEGLIDEPATH™

~~1 543 Kč~~

1 234 Kč



EdgeTaper Gutta Points

- Kompatibilní
s EdgeTaper
a EdgeTaper Platinum
- Délka 29 mm +/-1
- 60 čepů/balení
- F1 (20), F2 (25), F3 (30),
F4 (40), F5 (50)

9887986 vel. F1 20
9887987 vel. F2 25
9887988 vel. F3 30
9887989 vel. F4 40
9887990 vel. F5 50

~~410 Kč~~

308 Kč

Cena platí pro všechny typy a velikosti



EdgeTaper Paper Points

- Kompatibilní
s EdgeTaper
a EdgeTaper Platinum
- Délka 29 mm +/-1
- 60 čepů/balení
- F1 (20), F2 (25),
F3 (30), F4 (40), F5 (50)

9887994 vel. F1 20
9887995 vel. F2 25
9887996 vel. F3 30
9887997 vel. F4 40
9887998 vel. F5 50

~~262 Kč~~

222 Kč

Cena platí pro všechny typy a velikosti

AKCE 3+1 ZDARMA

při zakoupení 3 libovolných balení nástrojů
EdgeTaper, EdgeTaper Platinum nebo EdgeGlide Path
obdržíte navíc jedno balení dle vlastního výběru ZDARMA.



Akční cena balíčku ~~6 172 Kč~~

4 629 Kč

Cena za 1 balení **1 158 Kč**

<https://edgeendo.com/cz/>

MEDIN Woodpex III**Apexlokátor pro úspěšné endodontické ošetření**

Zajišťuje přesnost nalezení foramen apicale physiologicum a stanovení délky kořenového kanálku s přesností 98 %.

MDN144915001

Vlastnosti

- Kalibrace a kontrola správné funkce přístroje
- Funkce DEMO
- 4,5" barevný displej
- Zvuková signalizace
- Uživatelsky přívětivý design

Parametry

- Napájení: 3,7 V / 750 mAh
- Baterie: Li-on 3,7 V / 750 mAh
- Vlnová délka: 420 - 480 nm
- Váha: 336 g
- Rozměry: 84 x 88 x 112 mm

~~10 285 Kč~~**9 280 Kč****Gutaperčové čepy**

- Nekalibrované – s konicitou **0,02, 0,04 a 0,06**
- Kalibrované – s konicitou **0,02, 0,04 a 0,06**



Nekalibrované: Sety: Kód: Ks
ISO standard Size 015-040 MDN144 91 1021 krabička 120ks
Konicita 0,04 015-040 MDN144 91 1030 krabička 60ks
Konicita 0,06 015-040 MDN144 91 1037 krabička 60ks

~~110 Kč~~**103 Kč**

Kalibrované: Sety: Kód: Ks
ISO standard Size 015-040 MDN144 91 1094 krabička 120ks
Konicita 0,04 015-040 MDN144 91 1103 krabička 60ks
Konicita 0,06 015-040 MDN144 91 1110 krabička 60ks

~~210 Kč~~**189 Kč****Cena platí pro všechny velikosti a konicity.****Papírové čepy**

- Nekalibrované – s konicitou **0,02, 0,04 a 0,06**
- Kalibrované – s konicitou **0,02, 0,04 a 0,06**



Nekalibrované: Sety: Kód: Ks
ISO standard Size 015-040 MDN144 91 1057 krabička 200ks
Konicita 0,04 015-040 MDN144 91 1065 krabička 100ks
Konicita 0,06 015-040 MDN144 91 1072 krabička 100ks

~~109 Kč~~**90 Kč**

Kalibrované: Sety: Kód: Ks
ISO standard Size 015-040 MDN144 91 1131 krabička 200ks
Konicita 0,04 015-040 MDN144 91 1139 krabička 100ks
Konicita 0,06 015-040 MDN144 91 1146 krabička 100ks

~~190 Kč~~**156 Kč****Cena platí pro všechny velikosti a konicity.****Unicone Sety****Vysoce flexibilní NiTi nástroje na strojové opracování kořenového kanálku**

- unikátní konstrukční řešení nástroje s neaktivní špičkou přináší rychlé a bezpečné opracování kanálku **reciprocním pohybem**
- snadná obturace gutaperčovými čepy s 6% konicitou
- rozdílné stoupání šroubovice zajišťuje větší flexibilitu a dokonalejší odvod detritu při preparaci
- řízený proces tepelného zpracování NiTi zvyšuje odolnost vůči cyklické únavě

Set Unicone I, II**Set Unicone III****AKCE 3+1 ZDARMA**
na Set II a Unicone 6 ks~~7 172 Kč~~**5 379 Kč**Cena za 1 bal. v akci 3+1 **1 345 Kč****UNICONE**
time for change

Nástroje Unicone se dodávají také v délkách 21 a 31 mm

Set Unicone I, L25 3 ks MDN144451025 ~~897 Kč~~ **763 Kč****Set Unicone II, L25 6 ks** MDN144451035 ~~1 798 Kč~~ **1 524 Kč****Set Unicone III, L25 6 ks** MDN144451045 ~~1 002 Kč~~ **852 Kč**Cena jednotlivých velikostí nástrojů Unicone (balení 6ks) **1 524 Kč****Navigator EVO****Nástroje pro strojovou preparaci**

- za použití kontinuálního pravotočivého pohybu s regulací kroutícího momentu
- díky speciálně vyvinutému flexibilnímu materiálu lze s úspěchem použít i u kořenových kanálků se složitým průběhem

**AKCE 3+1 ZDARMA****Glide Path****Shaping****Finishing****Sety Navigator EVO:****Základní set 6 ks nástrojů** (W-1, W-2, W-3, W-4, W-5, W-XN) L25 MDN144451215 ~~5 168 Kč~~ **3 876 Kč****Doplňkový set 6 ks nástrojů** (2x W-6, 2x W-7, 1x W-8, 1x W-9) L25 MDN144451225**Ekonomický set 6 ks nástrojů** (2x W-1, 2x W-2, 2x W-3) L25 MDN144451235Cena za 1 bal. v akci 3+1 **969 Kč****Bezpečná špička**

Definovaná bezpečnost špičky zvyšuje poddajnost celého nástroje, při přetížení nedochází k zalomení špičky nástroje v kořenovém kanálku, ale pouze k její deformaci.

~~1 292 Kč~~**1 098 Kč**Cena jednotlivých velikostí Navigator Evo (6ks) **1 098 Kč**

Endomotor Endo A Class Reciproc LED - akční cena na vyžádání.

TŘÍDA PREMIUM – EVOLUTION

NOVÁ GENERACE PARNÍCH STERILIZÁTORŮ

MELAG

VACUKLAV 41 B+ EVOLUTION 18,6 litru

Patentovaná technologie **DRYtelligence®** je jedinečnou inovací od firmy MELAG inteligentní sušící technologie je založena na senzorově řízené funkci sušení. Speciálně vyvinutý algoritmus umožňuje automatické přizpůsobení sušení individuálnímu zatížení sterilizátoru.

DRYtelligence® zaručuje nejen optimální výsledky sušení, ale zkracuje dobu sušení až o 80%.

Objem vsázky až 9 kg pro řadu Evolution řadí tyto malé parní sterilizátory k nejvýkonnějším ve své kategorii. Optimální využití kapacity komory s vybavením až 8 sítí v komoře zvyšuje kapacitu a také umožňuje individuální sterilizaci zabaleného instrumentária v kombinaci s dentálními kontejnery.

Pro praxi to znamená:

- méně sterilizačních cyklů,
- méně spotřeby energie a snížení provozních nákladů

Letní AKCE

CENOVĚ ZVÝHODNĚNÉ SESTAVY

~~196 600 Kč~~

149 900 Kč

vč. DPH

NOVINKA



Ovládání přístroje a dokumentace procesů na přehledném dotykovém displeji s pokyny v češtině a záznamem provozních i testovacích programů na CF card.



HENRY SCHEIN garantuje plnění veškerých legislativních požadavků dle zákona o ZP č. 268/2014 Sb. a příl.č.4. vyhl.č. 306/2012 Sb.



Více informací na:

<https://youtu.be/nQ5AO2vK9e4>



ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE, BEZPEČNÝ A SPOLEHLIVÝ PROVOZ

MALÉ PARNÍ STERILIZÁTORY

MELAG

VACUKLAV 30 B+	18 litrů, externí napájení
VACUKLAV 31 B+	18 litrů, manuální plnění
VACUKLAV 24 B+	22 litrů, externí napájení
VACUKLAV 23 B+	22 litrů, manuální plnění

- přístroje s objemem komory: 18,6 / 22,6 litru
- jednoduchá obsluha, pokyny v češtině
- externí napájení nebo manuální plnění
- programy typu B, testovací programy
- 3násobné frakcionované předvakuum
- mnoho doplňků a příslušenství

Výhody a nevýhody způsobu napájení autoklávu:

- **Externí plnění** - výkonnější vakuová technika, tím urychlí průběh programů, úspora práce a času díky automatickému napájení upravenou vodou
- **Manuální plnění destilovanou vodou** - bez nároku na umístění v ordinaci, nutný pouze přívod elektrické energie, minimální instalační náklady a doba uvedení do provozu, funkčně totožné



Letní AKCE

CENOVĚ ZVÝHODNĚNÉ SESTAVY

PŘÍSLUŠENSTVÍ PARNÍCH STERILIZÁTORŮ

MELAJet

- tlaková ostříkovací pistole k autoklávu

MEL27300



- variabilní systém vkládání do komory

~~1 562 Kč~~

1 400 Kč

MELAG

MELAseal 100+

- svářečka fólií

MEL10011KS



~~13 900 Kč~~

11 800 Kč

MELAG

MELAdest 65

- stolní destilační přístroj

MEL01065



~~8 890 Kč~~

7 490 Kč

MELAG

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE INSTRUMENTÁRIA ULTRAZVUKEM

Elmasonic S

Výběr optimálních ultrazvukových čističek pro stomatologii:

- nerez provedení
- jednoduché ovládání
- s vyhříváním a bez
- spolehlivý a bezpečný provoz
- modely DENTA PRO jsou s předdefinovanými a nastavenými programy čištění

ELMASONIC S 10	11 114 Kč	8 890 Kč
ELMASONIC S 30	21 880 Kč	17 488 Kč
ELMASONIC S 10 H	13 282 Kč	10 626 Kč
ELMASONIC S 30 H	23 775 Kč	19 020 Kč
ELMASONIC DENTA PRO	21 880 Kč	17 488 Kč
ELMASONIC DENTA PRO H	23 775 Kč	19 020 Kč



Elma

20% SLEVA

TIP: Pro dezinfekční čištění doporučujeme prostředek EuroSept Max Instrument Lemon.

KOMFORTNÍ PŘEDSTERILIZAČNÍ PŘÍPRAVA MELAG

MYCÍ A DEZINFEKČNÍ AUTOMAT SE SUŠENÍM

MELAG

MELATHERM 10

- moderní termodezinfektor se sušením představuje dokonalý doplněk v řetězci zpracování
- automatické čištění, dezinfekce i účinné sušení
- termická dezinfekce
- dokumentace procesu (PC, CF card, správa dat v systému Windows v textových editorech Excel nebo Word)

Hlavní výhody tzv. „strojového/automatického mytí“ v přístrojích pro termickou dezinfekci:

- ochrana životního prostředí
- právní zajištění
- ochrana pacientů
- zajištění kvality při přípravě nástrojů
- ochrana lékařského personálu
- validace (kontrola) celkového procesu
- úspora času pro pomocný personál



Letní AKCE

CENOVĚ ZVÝHODNĚNÉ SESTAVY

od 199 900 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ MYCÍCH A DEZINFEKČNÍCH AUTOMATŮ



HORKOVZDUŠNÉ STERILIZÁTORY

Přístroje STERICELL

splňují nejvyšší nároky na kvalitu, rychlost, jednoduchou a pohodlnou obsluhu a bezpečnost. Přístroje slouží k horkovzdušné sterilizaci materiálů při stanovených parametrech teploty a času.



Stericell 22 / 55 / 111 B2V

- objem od 22 litrů
- 3 přednastavené sterilizační programy
- možnost volby pravých nebo levých dveří (na objednání)
- funkce zpožděného zapnutí přístroje
- digitální ochranný termostat
- rozhraní RS 232 k připojení tiskárny nebo PC
- kontrola otevření dveří



DOPRAVA
MONTÁŽ
INSTALACE
ZDARMA

Stericell 22

BMTK000700/1

~~45 254 Kč~~

40 730 Kč

Stericell 55

BMTK014424/1

~~48 521 Kč~~

43 700 Kč

Stericell 111

BMTK014425/1

~~64 130 Kč~~

57 700 Kč



PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE NAŠEHO SPECIALISTU

Richard Janů

tel.: 603 511 935, e-mail: richard.janu@henryschein.cz

**CAVIWIPES
DEZINFEKČNÍ
UBROUSKY****Kerr**

Naplněné směsí
Desident CaviCide
s nízkým obsahem
alkoholu 17%.

- 15,2 x 17,1 cm



dóza 160 ks
KER4731160/12
sáček 45 ks
KER4731245/20

~~264 Kč~~**199 Kč**~~192 Kč~~**139 Kč****EUROSEPT
MAX
WIPES**

Dezinfekční
ubrousky

- 150 ks



dóza 9001292

~~237 Kč~~**185 Kč**

sáček 9001293

~~188 Kč~~**146 Kč****MIKROZID AF
UTĚRKY****schülke +**

Dezinfekční utěrky
pro povrchy,
prosté aldehydů
v zásobníkovém
balení.

- 14 x 18 cm
- 150 ks



SUL109204

~~262 Kč~~**236 Kč****NÁSTROJE****EUROSEPT MAX
INSTRUMENT LEMON**

Koncentrát
s vůní citrónu

- Použití:
nástroje



2 L 9002600

~~1 054 Kč~~**949 Kč**

5 L 9002601

~~1 802 Kč~~**1 622 Kč****VRTÁČKY****EUROSEPT
MAX BUR**

Hotový roztok

- Použití:
rotační nástroje



2 L 9001288

~~420 Kč~~**378 Kč**

5 L 9001289

~~388 Kč~~**799 Kč****POSTŘIKOVÁ DEZINFEKCE****EUROSEPT MAX
SURFACE**

Povrchová
dezinfekce
s obsahem
alkoholu



1 L 9001291

~~264 Kč~~**238 Kč**

5 L 9001290

~~806 Kč~~**725 Kč****ID 212**

Koncentrát
vhodný i pro
ultrazvuk

- 2,5 l
- použití:
na nástroje
a ultrazvuk

**DÜRR
DENTAL**

DURCDI212C6150

~~1 508 Kč~~**1 357 Kč****ID 220**

Hotový roztok

- 2,5 l

**DÜRR
DENTAL**

DURCDI220C6150

~~978 Kč~~**880 Kč****FD 312**

Koncentrát bez obsahu
aldehydů pro současnou
dezinfekci a intenzivní
samočinné čištění
omyvatelných ploch,
předmětů a podlah.

- 2,5 l

**DÜRR
DENTAL**

DURCDF312C6150

~~1 216 Kč~~**1 094 Kč****GIGASEPT INSTRU AF schülke +**

Dezinfekční
a čistící
přípravek
pro chirurgické
a stomatologické
instrumentarium.

- lahev,
kanýstr



2 L SUL107425

~~992 Kč~~**893 Kč**

5 L SUL107426

~~2 232 Kč~~**2 009 Kč****ROTASEPT****schülke +**

Roztok připravený
k použití
na dezinfekci
a čištění
rotačních
nástrojů

- 2 l



SUL104743

~~761 Kč~~**685 Kč****MIKROZID AF****schülke +**

Vysoce výkonný
přípravek
bez obsahu
aldehydů

- 1 l



SUL109304

~~218 Kč~~**196 Kč**

SAVKY

- ohebné s vodícím drátem
- 100 ks

limetka	13 cm	9883115
modré	13 cm	9883110
oranžové	13 cm	9883114
zelené	13 cm	9883112
žluté	13 cm	9883111
červené	13 cm	9883113
bílé	15 cm	9883109
transp.	15 cm	9883108

~~90 Kč~~**76 Kč****VATOVÉ VÁLEČKY**

- 100% bavlna, 300 g

velikost 1	9008526
velikost 2	9008527
velikost 3	9008528

~~207 Kč~~**176 Kč****KOFFERDAM DENTAL DAM**

- zelený, z přírodního latexu

12,5 x 12,5 cm, 52 ks:

silný	9002649
střední	9002648
tenký	9002647

~~546 Kč~~**489 Kč****15 x 15 cm, 36 ks:**

silný	9002652
střední	9002651
tenký	9002650

~~437 Kč~~**393 Kč****MIKROAPLIKÁTORY**

Aplikátory k nanášení tekutiny gelů (adhezivum, leptadlo, lak apod.) pro urychlení a usnadnění práce

- délka 8,5 cm
- balení 100 ks

modré	typ regular	9001393
zelené	typ regular	9001394
stříbrné	typ regular	9001395
fialové	typ regular	9001396
bílé	typ super jemné	9003226
žluté	typ jemné	9003227

~~233 Kč~~**199 Kč****DETEKTOR ZUBNÍHO KAZU**

Barevná tekutina k indikaci kazu.

Šetrný, přesný a efektivní test.

- balení: 15 ml lahvička

zelený	1024453
červený	1028155

~~1.063 Kč~~**903 Kč****ROZVĚRAČ ÚST**

Autoklárovatelný do 121°C.

- balení: 2 ks



9008145

~~402 Kč~~**343 Kč****HM ROZŘEZÁVAČ KORUNEK, 10 ks**

Rozřezávač korunek ze ztuhlého sintrovaného tvrdokovového materiálu (karbid).

- balení 10 ks

Vel. 1557	ISO 010/314	9004175
Vel. 1558	ISO 012/314	9004174

~~525 Kč~~**446 Kč****POSUVNÝ KARTÁČ**

Kartáč na čištění rotačních nástrojů

- 1 ks



55 x 23 mm	9001826
------------	---------

~~63 Kč~~**57 Kč**

70 x 28 mm	9001827
------------	---------

~~66 Kč~~**56 Kč****UBROUSKY PRO PACIENTY APRON COMFORT**

- rozměr: 54 x 58 cm
- balení: 80 ks

bílé	9001380
oranžové	9002948
sv. modré	9001378
tm.modré	9002950
zelené	9001379

~~503 Kč~~**428 Kč****NEODRYS**

Polštářky absorbující vlhkost v ústech.

- udržují suché pracovní pole po dobu 15-25 minut
- nezanechává zbytek jako běžné absorpční pomůcky
- balení 50 ks


velké bez reflexní strany,	modré	0409274
velké s reflexní stranou,	modré	0409275
malé bez reflexní strany,	žluté	0409276
malé s reflexní stranou,	žluté	0409278

~~495 Kč~~**421 Kč****INTERDENTÁLNÍ KLÍNKY**

Anatomicky tvarované interdentální klínky z javorového dřeva

- délka 13 mm
- balení 100 ks

růžové	vel.20	9002626
bílé	vel.30	9002627
broskové	vel.30	9002628
zelené	vel.10	9002625

~~231 Kč~~**196 Kč****ÚSTNÍ ROUŠKY**

- s gumičkou
- 50 ks

žluté	9009064
modré	9009061
bílé	9009062
zelené	9002168
růžové	9006150

- vázací
- 50 ks

žluté	9882165
modré	9882167
bílé	9882164
zelené	9882163
růžové	9882166

~~166 Kč~~**141 Kč**

Více odstínů.
Více indikací.
Větší úspěch!

SDR[®] plus

Zatékavý materiál typu bulk-fill

Nechceme usnout na vavřínech. Začali jsme naším osvědčeným složením SDR, přidali jsme větší odolnost vůči opotřebení, větší rentgen kontrastnost, tři nové odstíny a vytvořili nové SDR plus. Spolu se všemi těmito novými vylepšeními se můžete nadále spolehnout na vynikající adaptaci v kavitě, schopnost samonivelace a více než šest let klinických úspěchů, které pomohly vytvořit z původního SDR zatékavý materiál typu bulk-fill číslo jedna. Ano, stvořili jsme originál, ale to není důvod přestat inovovat. **Bezkonkurenční a lepší než kdý předtím.**



ADMIRA FUSION 

Výplňový materiál
na bázi
ormocerů

- 3 g



~~2 024 Kč~~
cena za 1ks

VOC27xx

AKCE:
při nákupu 3ks
velký plyš.zub ZDARMA!

ZDARMA 

**CERAM.X SPHERE
TEC ONE** 

Univerzální kompozit,
výrazný
chameleon efekt

- 3 g refill
- odstíny A1, A2,
A3, A4, A3,5



~~1 036 Kč~~
932 Kč

DEN607016x

ESSENTIA 

Světlem tuhnoucí radioopákní kom-
pozitní výplňový materiál

- Balení 2ml
- odstíny LD, MD,
DD, LE, DE, U, ML



~~1 720 Kč~~ **1 251 Kč**

GCE9009xx Akce platí do 31.8. 2018

EVETRIC 

▪ 3,5 g

**AKCE
3+1
ZDARMA**



~~830 Kč~~
747 Kč

IVV639xx

AKCE: Zakoupením
3x EVETRIC (1x3,5g)
získáte ZDARMA
1x EVETRIC (1x3,5g)

cena za 1ks
Akce platí
do 31.8. 2018

TETRIC EVO-LINE SYSTEM KIT SYRINGE 

Kit obsahuje:

- 1x 3g Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA
- 1x 2g Tetric EvoFlow Bulk Fill IVA
- 3x 3g Tetric Evoceram
(A2, A3, A2Dentin)
- 1x 2g Tetric EvoFlow A3
- 1x 2ml Adhese Universal VivaPen
- příslušenství



~~6 765 Kč~~
6 427 Kč

IVV686707WW

AKCE: Zakoupením 1x Tetric Evo-Line
System Kit Syringe získáte ZDARMA
1x Opra Sculp Starter Kit IVV683067AN

ZDARMA 

Akce platí do 31.8. 2018

**CHARISMA
CLASSIC** 

▪ 4 g

**AKCE
4+1
ZDARMA**



~~540 Kč~~
486 Kč

HER66056x

AKCE: Zakoupením
4x CHAR.CLASSIC (1x4g)
získáte ZDARMA
1x CHAR.CLASSIC (1x4g)

cena za 1ks
Akce platí
do 31.8. 2018

HARMONIZE 

Univerzální
nanohybridní
kompozit

- zdokonalený
chameleon efekt
- zvýšená pevnost
díky vysokému
naplnění (81%)
- 4 g



~~1 671 Kč~~
1 490 Kč

KER365x

FILTEK Z550 

Univerzální nanokompozit

- 4 g



~~1 106 Kč~~
995 Kč

3ME7050x

**MAXIMA NATURAL
ELEGANCE NANO**


Vysoce plněný, radioopákní nano kompozit.

- Odstíny: A1/D2, A2/B2, A3,5/B3, A3/D3,
A4/M5, BL, T
- 4 g




~~835 Kč~~
690 Kč

90035x

**SDR PLUS
KOMPULE 15 ks** 

Zatékavý bulk-filový
kompozit určený
jako náhrada dentinu


- 15x 0,25 g



~~1 557 Kč~~
1 323 Kč

DEN61C106P A1
DEN61C107P A2
DEN61C108P A3
DEN61C101P UNIVERSAL

JEDINÝ ARGUMENT PROTI ADMIRA FUSION MŮŽE PŘIJÍT OD VÁS.



Novinka: čistá keramika pro přímé výplně.

Nic než působivé výhody:

- 1) Žádné klasické monomery, žádné zbytkové monomery!
- 2) Nesrovnatelně nízká úroveň polymeračního smršťování!
- 3) Univerzální použití a naprosto známá manipulace!

Možná byste nám teď chtěli říci něco, co může mluvit proti – pokud něco takového najdete.



FUTURABOND U**VOCO**
THE DENTALISTS

Duálně tuhnoucí univerzální adhezivum

- jeden bond na všechno
- vynikající univerzálnost použití
- tolerantní vůči vlhkosti

Single Dose 200 ks + ZDARMA 50 ks, příslušenství VOC2988

Single Dose 50 ks, příslušenství VOC1571

~~10 661 Kč~~~~3 048 Kč~~**PRIME & BOND UNIVERSAL****Dentsply Sirona**

ADHEZIVUM S UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIÍ Active-Guard™ zajišťující spolehlivý výkon na suchém i vlhkém dentinu

- 4 ml

DEN60667350

~~1 400 Kč~~~~1 260 Kč~~**G-PREMIO BOND****GC**

Jednosložkové světlem tuhnoucí univerzální adhezivum

- 5 ml

AKCE 2+1 ZDARMA

Akce platí do 31.8. 2018

~~2 460 Kč~~~~2 337 Kč~~

GCE009037

SINGLE BOND UNIVERSAL**3M**

Jednosložkové adhezivum pro všechny adhezivní techniky, všechny povrchy a veškeré adhezivní indikace.

- 5 ml

3ME41266

~~2 433 Kč~~~~2 190 Kč~~**ADHESE UNIVERSAL VIVAPEN SYSTEM PACK****ivoclar vivadent**
passion vision innovation

Jednosložkové, světlem tuhnoucí adhezivum na přímé a nepřímé postupy bondování

- pro všechny leptací techniky
- Balení: 1x 2ml, 100x Snap-On kanyly, 20x Protective Sleeves

~~2 539 Kč~~~~2 285 Kč~~

IVV664504

NATURAL ELEGANCE SINGLE BOND 7

Adhezivum 7. generace pro techniku self-etch

- 5 ml

9009415

~~1 790 Kč~~~~1 522 Kč~~**GLUMA 2 BOND****KULZER**
30 years of innovation

Adhezivum s vysokou vazbou na sklovinu a dentin

- 4 ml

~~1 550 Kč~~~~1 395 Kč~~

HER66040972

ETCHING GEL**SpofaDental**
A Smart Company

Leptací gel na sklovinu a dentin se snadnou a přesnou aplikací, zajišťující dostatečnou mechanickou retenci leptaného povrchu zubní tvrdé tkáně

- 30g



SPO4122506PE

~~1 018 Kč~~~~916 Kč~~**MAXIMA ETCH GEL 35%**

35% koncentrát kyseliny fosforečné

- optimální viskozita
- nestékavý
- doba leptání: 20 s.
- 60 g

~~1 112 Kč~~~~945 Kč~~

9880492

GEL ETCHANT JUMBO Kerr

37,5% kyselina fosforečná určená k leptání dentinu a skloviny.

- balení: 1x 30g stříkačka, 2x prázdná stříkačka, 30x aplikační koncovka



KER34632

~~1 842 Kč~~~~1 399 Kč~~**PORCELAIN ETCH / SILANE MINI KIT****ULTRADENT PRODUCTS, INC.**

Leptací a silanizační gely

- Balení: 1x1,2ml Porcelain Etch, 1x1,2ml Silane, 20x kanyly

~~1 310 Kč~~~~1 114 Kč~~

ULP501019

IPS CERAMIC ETCHING GEL**ivoclar vivadent**
passion vision innovation

Leptací gel na keramiku pro přípravu vazby mezi keramickou náhradou a kompozitním fixačním materiálem

- 5 ml

~~957 Kč~~~~861 Kč~~

IVV531548

Od 1. července 2018 nebude možno zubní amalgám používat při stomatologickém ošetření mléčných zubů, dětí mladších 15 let a těhotných či kojících žen!

SKLOIONOMERY, AMALGÁMY

IONOLUX

Světlem tuhnoucí, skloionomerní výplňový materiál v 5 odstínech

- estetické výplně bez kondicionování nebo bondování
- vynikající doba zpracování - individuálně upravitelná světelným vytvrzením
- nelepí se na nástroj a snadno se modleje

A1 VOC2117
A2 VOC2118
A3 VOC2119
A3,5 VOC2120
B1 VOC2121

Aplikační kapsle 20 ks

~~2 450 Kč~~



VOCO
THE DENTALISTS

AKCE:

Aplikační kapsle 50 ks
set 10x A1, 10x A2,
30x A3 + ZDARMA
20 ks A3

VOC2990

Akce platí do 30.9. 2018

~~5 720 Kč~~

EQUIA FIL

GCC

Skloionomer pro estetické výplně

balení:
50 ks



~~4 610 Kč~~

A2 GCE004372

A3 GCE004373

~~3 321 Kč~~

KAVITAN LC

SpofaDental
& Fast Company

Rentgenkontrastní světlem tuhnoucí podložkový a výplňový cement se schopností dlouhodobě uvolňovat fluoridové ionty.

odstíny A2, A3

SPO41134x

Balení:

12 g prášku
5g tekutiny,
příslušenství

~~1 438 Kč~~

~~1 280 Kč~~



KETAC MOLAR EASYMIX A.R.T.

3M

Vysoce odolný výplňový skloionomer
Balení:
12,5 g prášek
8,5 ml tekutina

3ME56633

~~1 470 Kč~~

~~1 323 Kč~~



PHOTAC FIL QUICK APLICAP

3M

Světlem a chemicky tuhnoucí skloionomerní výplňový cement

balení:
50 kapslí



3ME610xx

~~4 406 Kč~~

~~3 965 Kč~~

RGI PLUS FAST 48 kapslí

Rychle tuhnoucí, radioopákní sklo-ionomerní cement

odstíny A1, A3



~~2 330 Kč~~

~~1 979 Kč~~

A1 9001357

A3 9001358

FUJI II LC IMPROVED

GCC

Světlem tuhnoucí skloionomerní cement v kapslích

Balení: 50 ks

Odstíny:

A1, A2,
A3, A3,5
A4, B2,
B3, B4,
C2, C4,
D2

GCE0032xx

~~5 050 Kč~~

~~3 627 Kč~~



TWINKY STAR

VOCO
THE DENTALISTS

Barevný, světlem tuhnoucí, kompomer

výplňový materiál s třpytivým efektem pro dětské pacienty
balení:
set 40 x 0,25 g v různých barvách

VOC1680



~~4 336 Kč~~

~~3 902 Kč~~

AMALGÁMY

AMALGAM NON-GAMMA 2

69,3% stříbra, 19,4% cínu, 10,9% mědi, 0,4% zinku
balení:
50 kapslí



Velikost 1 9002128

~~1 664 Kč~~

~~1 414 Kč~~

Velikost 2 9002129

~~2 195 Kč~~

~~1 866 Kč~~

Velikost 3 9002130

~~2 829 Kč~~

~~2 405 Kč~~

ANA 2000 HCAA Duett

Nordiska
Dental

43% stříbra, 25,4% mědi, 29,6% cínu
balení:
400 dávek



BOM11112

~~6 487 Kč~~

~~5 990 Kč~~

GT-400

dentalTRADING

43% stříbra, 32% cínu, 25% mědi
balení:
bez gamma II. fáze
50 kapslí



Velikost 1 BOM71364

~~790 Kč~~

~~711 Kč~~

Velikost 2 BOM71365

~~1 050 Kč~~

~~945 Kč~~

Velikost 3 BOM71366

~~1 315 Kč~~

~~1 184 Kč~~

**EUROSIL MAX
KOMPLET**

C-silikon

- 1600 g putty
- 140 g light
- 60 ml katalyzátor

~~991 Kč~~**842 Kč**

54861

STOMAFLEX PENTRON

C-silikon

- snadné dávkování
- a krátká doba mísení

Stom. Putty SPO4215110PE ~~598 Kč~~ **538 Kč**Stom. Light SPO4215310PE ~~267 Kč~~ **240 Kč**Stom. Very Light 130g SPO4215320PE ~~267 Kč~~ **240 Kč**Stom. Catalyst Gel 60g SPO4215330PE ~~238 Kč~~ **214 Kč****OPTOSIL/XANTOPREN KOMPLET**

C-silikon

- 900 ml putty
- 140 ml light
- 60 ml katalyzátor
- míchací podložky

~~990 Kč~~**890 Kč**

HER57525

**ALGINATE PLUS
REGULAR/
FAST**

Alginát

- peprmintová příchut'
- růžová barva
- 500 g

**ALGINATE PLUS
REGULAR** 9002541**ALGINATE PLUS
FAST** 9002275~~184 Kč~~**156 Kč****OTISKOVAČÍ HMOTY Zhermack****TROPICALGIN ALGINATO** 453 g ZHEC302240 ~~259 Kč~~ **233 Kč****HYDROCOLOR 5** 453 g ZHEC302120 ~~279 Kč~~ **251 Kč****ORTHOPRINT** 500 g ZHEC302145 ~~259 Kč~~ **233 Kč****PHASE PLUS** 450 g ZHEC302086 ~~249 Kč~~ **224 Kč****KROMOPAN 100**

Alginát

- přesné vykreslení detailů
- stálost otisku až 100 hod.
- 450 g

~~204 Kč~~**184 Kč**

57980

MÍCHACÍ NÁDOBKA

▪ 4 velikosti

malá 8,7 x 8,5 cm
9001474 ~~69 Kč~~ **59 Kč**střední 11 x 7,5 cm
9001464 ~~94 Kč~~ **79 Kč**velká 12,5 x 9 cm
9001473 ~~135 Kč~~ **115 Kč**x-velká 14 x 11,2 cm
9001471 ~~155 Kč~~ **132 Kč****MÍCHACÍ KANYLY**

Míchací kanyly

▪ 50 ks

**30%
SLEVA**

fialové 9000767

růžové 9009621

zelené 9009622

žluté 9009620

sv.modré 9009623

~~815 Kč~~**570 Kč****ADSTRINGENTNÍ
RETRAKČNÍ PASTA**

Doplňkové balení 25 ks

- silný a dlouhotrvající hermostatický účinnek
- efektivní odtlačení dásně
- snadná aplikace do sulku díky tenké koncovce komplete

3ME56944

Akce platí
do 31.8.2018 nebo
do vyprodání zásob~~2 744 Kč~~ **2 396 Kč****MULTI TRAY**POSTERIOR
balení 50 ks
1009981QUADRANT
balení 35 ks
1003919ANTERIOR
balení 35 ks
1007896~~765 Kč~~**650 Kč/bal.****JEDNORÁZOVÉ OTISKOVAČÍ LŽICE**

- z rigidního plastu, předtvarované, perforované
- 12 ks v balení



L

L

M

M

S

S

#1

#2

#3

#4

#5

#6

9004563

9004564

9004565

9004566

9004567

9004568

#7

#8

#9

#10

9004569


9004570

9004571

9004572

~~134 Kč~~**114 Kč**


3M Science.
Applied to Life.™



3M™ Monophase Polyéterový otiskovací materiál

Méně stresu díky „tuhnutí skokem“

Efekt tuhnutí skokem Vám zajistí, že materiál nezačne tuhnout před koncem pracovního času a jakmile tato doba uplyne, tuhnutí je okamžité. 3M™ (Soft) Monophase Vám zaručí nekompromisní přesnost při otiskování jakoukoliv metodou.



Související produkty

Impression Tray otiskovací lžíce



- Velikosti S, M, L
- Retenční páska a okraj
- Snížený zadní okraj pro snadnější vyjmutí otisku

Adstringentní retrakční pasta



- Využití u otiskování či preparaci
- Snadná aplikace do sulku díky tenké, pružné a zaoblené koncovce
- Možnost využití v kombinaci s retrakčními vlákny



RUČNÍ MÍCHÁNÍ

VPS HYDRO PUTTY SOFT

- 2x 400 g

~~1 085 Kč~~

Regular 9001448
Fast 9001450

922 Kč

STROJOVÉ MÍCHÁNÍ

VPS HYDRO 380 PUTTY

- kartuše do přístroje 1:5
- 2x 380 ml



AKCE: **ZDARMA**
Žluté kanyly na krémy

- 50 ks 9009620

~~3 831 Kč~~

Regular 9002133
Fast 9002134

3 256 Kč

KRÉMY

VPS HYDRO BODY

- Krém pro přesné vykreslení detailů
- 2x 60 g



Light Body Regular
9001451

~~743 Kč~~

Light Body Fast
9001453

632 Kč

VARIOTIME EASY PUTTY



- 2x 300 ml



HER66044993/4

1 240 Kč

AKCE: 2 balení Variotime Easy Putty
2x 300ml + Variotime Medium
Flow 2x50 ml **ZDARMA**

2 480 Kč

HER66045036/6

Platí do 31.8.2018

VARIOTIME DYNAMIX



- 2x 380 ml



Heavy Tray
HER66045000/3

2 890 Kč

AKCE: 2 balení Variotime Dynamix
Heavy Tray 2x380ml + 2x50ml
Variotime Medium Flow
ZDARMA

5 780 Kč

HER66045038/6

Platí do 31.8.2018

VARIOTIME



- 2x 50 ml



Monophase
HER66045032/6

Medium Flow
HER66045036/6

Light Flow
HER66045038/6

Extra Light Flow
HER66045040/6

780 Kč

EXPRESS XT PUTTY SOFT/QUICK



- 250 ml baze, 250 ml katalyzátor

~~2 047 Kč~~

3ME36972/36973

1 750 Kč

EXPRESS XT PENTA H /H QUICK



- 1x 300 ml baze
- 60 ml katalyzátor



3ME36894

3ME36896

Akce platí
do 31.8.2018 nebo
do vyprodání zásob

~~2 105 Kč~~**1 579 Kč**

EXPRESS XT BODY LIGHT/REGULAR /QUICK



- 2x 50 ml

3ME36974-7

~~1 626 Kč~~

Akce platí
do 31.8.2018 nebo
do vyprodání zásob

1 215 Kč

V-POSIL PUTTY FAST



- A - silikon
- Doba tuhnutí: 2 min.
- 1x báze 450 ml
- 1x katalyzátor 450 ml
- Doba zpracování: 2 min.



VOC2561

~~3 634 Kč~~**3 271 Kč**

V-POSIL HEAVY SOFT FAST



- Jedno/dvoufázová otiskovací technika
- Cartridge 380 ml



VOC2565

~~3 364 Kč~~**3 028 Kč**

V-POSIL LIGHT FAST V-POSIL X-LIGHT FAST



- Jedno/dvoufázová otiskovací technika
- 2x 50 ml



VOC2573

V-Posil

Light Fast

VOC2575

V-Posil X-Light Fast

~~1 682 Kč~~**1 514 Kč**

TEN SPRÁVNÝ CEMENT

pro každou klinickou
situaci

Duo pro všechny vaše potřeby týkající se cementování:

Variolink® Esthetic – Snadný způsob cementování vysoce estetických náhrad

SpeedCEM® Plus – Efektivní způsob cementování náhrad zhotovených ze zirkonu



Podívejte se sami:

cementation.ivoclarvivadent.com

www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent AG

Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel. +423 235 35 35 | Fax +423 235 33 60

Doporučeno pro
IPS e.max®

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

RESIN CEMENT SE

Samoleptací a samoadhezivní
duálně tuhnoucí kompozitní cement
pro trvalou fixaci.



Balení:

- 5 ml automix stříkačka
- 10 michačích kanyl

9008244 ~~1 142 Kč~~ **970 Kč****MERON PLUS QM****VOCO**
THE DENTALISTS

Pryskyřici posílený skloiomerní
fixační cement

- samo-adhezivní

QuickMix stříkačka ~~1 863 Kč~~ **1 677 Kč**

8,5 g VOC1727

QuickMix stříkačka ~~4 922 Kč~~ **3 740 Kč**

3x 8,5 g VOC1728

MAXCEM ELITE**Kerr**

Samoleptací a samoadhezivní duálně
tuhnoucí pryskyřičný cement

- velmi vysoká pevnost vazby
- snadné odstranění
- přebytků 2x 5 g



Čirý KER34058

Bílý KER34059

Opákní KER34060

Žlutý KER34061

~~2 876 Kč~~**2 588 Kč****GC G-CEM LinkAce****GC**

Samoadhezivní fixační
pryskyřičný cement ve stříkačkách Automix

**AKCE
2+1
ZDARMA**

Balení:

- 3x 4,6 g/2,7ml stříkačka
- 22x automix kanyly
- 8x endo kanyly

Cena za akci
~~4 410 Kč~~GCE900693 A2
GCE900694 TL**3 590 Kč**

Do vyprodání zásob.

**PROMO PACK VARIOLINK
ESTHETIC DC
+ SPEEDCEM PLUS****20%
SLEVA****ivoclar
vivadent:**
passion vision innovation**Obsah Promo Packu:**

- Variolink Esthetic DC Starter Kit IPS e.max transparent
- SpeedCEM Plus Starter Pack transparent



Do 31.8. 2018 poté do vyprodání zásob.

IV693145

Cena za PROMOPACK ~~5 257 Kč~~ **4 206 Kč****BREEZE SELF ETCH
Cement Kit****PENTRON**

Samoadhezivní
pryskyřičný
cement
pro snadné
tmelení.



Balení:

- 3x 4 ml stříkačka EasyCem A2,
- 1x 4 ml stříkačka EasyCem čirý,
- 1x 4 ml stříkačka EasyCem opákní bílý,
- 40x automix koncovky,
- 10x intraorální koncovky,
- 10x endodontické koncovky

SPON97

~~3 168 Kč~~ **2 851 Kč**Jednotlivé refilly 4ml ~~798 Kč~~ **699 Kč****PANAVIA V5****kuraray**

Duálně tuhnoucí
kompozitní cement.

PANAVIA V5

- jednoduchá aplikace
z automix stříkačky
- Balení: 4,6ml



Odstíny:

0544975 Universal A2

0544976 Clear

0544980 Opaque

0544977 Hnědá A4

0544979 Bílá

~~3 953 Kč~~**3 558 Kč****BIFIX SE, 3 x 5g U,
T, WO****VOCO**
THE DENTALISTS

Samoleptací a samoadhezivní
duálně tuhnoucí fixační kompozitum

- 3x 5 g quickmix stříkačka

~~5 566 Kč~~**4 990 Kč**

VOC1784

FUJI PLUS KAPSLE**GC**

Pryskyřiční modifikovaný
skloiomerní fixační cement.

- Balení: 50 ks

~~5 000 Kč~~GCE003210 barva A3
GCE003209 barva žlutá**3 487 Kč****SPEEDCEM PLUS
PROMO PACK****ivoclar
vivadent:**
passion vision innovation

Samo-adhezivní,
samo-tuhnoucí
pryskyřičný
cement.

IV682339

Obsah Promo Packu:

- 1x SpeedCEM Plus System Kit transparent
- 1x SpeedCEM Plus Test Pack transp.

Do 31.8. 2018
poté do vyprodání
zásob.~~2 822 Kč~~**2 680 Kč****RELYX U-200****3M**

Samoadhezivní pryskyřičný fixační cement

- jednoduché odstranění přebytků,
vysoká barevná stálost a přirozená estetika

Akce platí
do 31.8.2018 nebo
do vyprodání zásob**8,5 g automix:**

translucentní 3ME56897

univerzální A2 3ME56895

opákní A3 3ME56896

~~2 990 Kč~~**2 685 Kč****11g clicker:**

translucentní 3ME56877

univerzální A2 3ME56878

opákní A3 3ME56879

~~4 202 Kč~~**3 782 Kč**

KELÍMKY

- balení
3 000 ks



MODRÉ	9006532	ORANŽOVÉ	9006536
ŽLUTÉ	9006533	RŮŽOVÉ	9008845
ZELENÉ	9006534	FIALOVÉ	9008846
BÍLÉ	9006535	LIMETKA	9883011

~~1 580 Kč~~ **1 343 Kč**

**DRI-GARD
PAPÍROVÉ UBROUSKY**

- Dvouvrstvé bryndáčky
- 500 ks
- různé barvy



900x ~~567 Kč~~ **482 Kč**

**OCHRANNÝ RÁM
BEZ ŠTÍTU**

- Plastová obroučka
na ochranný
štít, autoklá-
vovatelná
do 121°C

zelená 9009596
modrá 9009597
bílá 9009598
růžová 9009599

**NÁHRADNÍ
OCHRANNÉ ŠTÍTY**

- 25 ks
- 9009630 265 Kč

~~167 Kč~~

142 Kč

ŠPACHTLE NA ALGINÁT

- zelená,
žlutá,
červená,
modrá



modrá 9001309
červená 9001310
zelená 9001311
žlutá 9001312

~~17 Kč~~

14 Kč

**AKCE: při objednávce
nad 12 000 Kč polo triko ZDARMA!**



dámské - barva: růžová nebo tyrkysová
vel.: M, L

pánské - barva: limetka nebo modrá
vel.: L, XL



Pro objednání
kontaktujte
svého obchodního
zástupce Henry Schein.

Platnost akce: 1.7.– 31.8. 2018

**TEPE
MEZIZUBNÍ
KARTÁČKY**

Kartáčky
pro čištění
mezizubních
prostor



Original	8 ks	135 Kč	99 Kč
X-soft	8 ks	135 Kč	99 Kč
Original	25 ks	364 Kč	299 Kč
X-soft	25 ks	364 Kč	299 Kč

**CHLADÍCÍ
POLŠTÁŘKY
GELOVÉ**

Barevné gelové
chladící polštářky
pro děti s motivem
medvídků

- 1 ks



0462138 modrý
0508273 růžový
0462144 žlutý

49 Kč

**BRYNDÁKY
PRO DĚTI, RŮŽOVÉ,
MOTIV MEDVĚD**

- bryndáčky pro děti, s potiskem
- velikost 32 x 40 cm
- materiál papír-fólie, v roli
- balení: 100 ks



0510829 ~~186 Kč~~ **167 Kč**

ZUBNÍ KARTÁČEK JEDNORÁZOVÝ SE ZUBNÍ PASTOU

- Balení: 100ks



9006542

~~407 Kč~~
346 Kč

MICROBRUSH

Aplikátory pro přesné nanášení roztoků a leptacích gelů.

- 3 velikosti - standardní, jemné a super jemné
- Balení: 4x 100ks

standard. mix barev 0110372
standardní modré 0141076
standardní purpurové 0264288
standardní zelené 0141077
super jemné bílé 0141078


~~1 141 Kč~~
1 027 Kč

PAPÍROVÉ UBROUSKY TOWEL-UP

Kvalitní ochranné roušky pro pacienta z čisté celulózy se spodní nepropustnou polyetylenovou vrstvou.

- 50 ks
- výběr barev


Euronda
Monoart

EUR218X

~~63 Kč~~
57 Kč

PLASTOVÉ KELÍMKY FLORAL

Jednorázové plastové kelímky s kulatým okrajem o objemu 200ml.

- 3000 ks
- výběr barev: fialová, limetka, modrá, růžová


Euronda
Monoart

EUR2141xx

~~2 375 Kč~~
1 890 Kč

UNIVERZÁLNÍ SAVKY EM21

Euronda
Monoart

Mohou být sterilizovány v autoklávu při teplotě až 134 ° C.

- Ø 16 mm
- délka 129 mm
- 10 ks
- výběr barev: lila, modrá, oranžová, růžová, šedá



EUR2293xx

~~509 Kč~~
458 Kč

ÚSTENKY S GUMIČKOU FLORAL

Kompletní ochrana před prachem, aerosolem, bakteriemi, vlhkem a usazeninami.

- 50 ks
- výběr barev: lila, limetka, modrá, růžová


Euronda
Monoart

EUR217x

~~246 Kč~~
199 Kč

OCHRANNÝ POTAH NA ZUBAŘSKÉ KŘESLO

- Balení 25 ks jedné barvy
- výběr barev: žlutá, zelená, tmavě modrá, oranžová, limetka, lila, bílá


Euronda
Monoart

EUR264xx

~~1 403 Kč~~
1 263 Kč

JEDNORÁZOVÉ SAVKY EM15

Euronda
Monoart

Jednorázové savky zesílené drátkem. S pevnou čepičkou.

- délka 15 cm,
- Ø 6,5mm.
- různé barvy
- 100ks



EUR2281xx

~~89 Kč~~
79 Kč

Euronda Monoart® Originál !

Vyberte si svou barvu a buďte jedineční. Dejte své praxi výraznou tvář a proměňte ji s praktickými a bezpečnými Monoart produkty. Tyto italské výrobky splňují veškeré nároky na kvalitu a spolehlivost, kterou očekáváte od společnosti Euronda.



HOPÍCI „DE LUXE“

Skákací gumové míčky

- Ø 27mm
- 250 ks



MACHOP2

1 000 Kč

HOPÍCI SE ZUBAŘSKOU TĚMATIKOU

Skákací gumové míčky

- Ø 27mm
- 50 ks



MACHOP3

200 Kč

SÉRIE LEPÍČÍCH ZVÍRÁTEK

- 100 ks



MACH12

790 Kč

BAREVNÁ RAZÍTKA „ZUB“

- 60 ks



MACD2

720 Kč

OŘEZÁVÁTKO VE TVARU ZUBU

- 80 ks



MACD3

1 250 Kč

ZRCÁTKO VE TVARU ZUBU

- 1 ks
- vel. 24 cm



MACD5

190 Kč

DEMONSTRAČNÍ MODEL CHRUPU, OSLÍK

- 99 cm
- 1 ks



MACD6

1 850 Kč

PŘESÝPACÍ HODINY VE TVARU ZUBU

- měří 3 minuty
- 50 ks



MACD14

1 300 Kč

GUMA VE TVARU MINI-PASTY NA ZUBY

- vel. 4,5 cm
- 200 ks



MACD19

600 Kč

„TOYSTATION“ AUTOMAT NA VELKÉ HRAČKY

MACM5

7 900 Kč

Sortiment do automatu:

Žetony do automatu

- 50 ks
- MACM6

350 Kč

Trolové

- 100 ks
- MACH8

1 050 Kč

Pejsci v krabičce

- 100 ks
- MACH15

1 250 Kč



N E J L E P Š Í Z E V Š E C H



6%

PEROXID VODÍKU

6% PEROXID VODÍKU S RYCHLÝM
AKTIVNÍM ÚČINKEM PRO

zářivé zuby

mild

5% KARBAMID PEROXID PRO VELMI

citlivé zuby



PROFESIONÁLNÍ BĚLENÍ



DOSTUPNÝ U VŠECH PŘEDNÍCH STOMATOLOGŮ



DOMÁCÍ BĚLENÍ

WHITE DENTAL BEAUTY

Systém domácího bělení zubů pod dohledem odborníka.

Délka ošetření:

- 6 % Peroxid vodíku – 30 - 90 min.
- 16 % Karbamid peroxidu – 1 - 2 hod.
- 10 % Karbamid peroxidu – 2 - 4 hod. nebo přes noc
- 5 % Karbamid peroxidu – 2 - 4 hod. nebo přes noc

NOVINKA

4 x 3 ml tubus 16 % CP OPT42642E

4 x 3 ml tubus 10 % CP OPT42641E

4 x 3 ml tubus 6 % CP OPT42626E

1 129 Kč

8 x 1,2 ml tubus 10 % CP OPT42644E

8 x 1,2 ml tubus 16 % CP OPT42645E

8 x 1,2 ml tubus 6 % HP OPT42680E

8 x 1,2 ml tubus 5 % CP OPT42630E

~~1 524 Kč~~


1 295 Kč

2 x 3 ml kapsička 16 % CP OPT42672E

2 x 3 ml kapsička 10 % CP OPT42671E

2 x 3 ml kapsička 6 % HP OPT42670E

680 Kč



E-BOOK
KOMPLETNÍ PRŮVODCE PROFESIONÁLNÍM
BĚLENÍM ZUBŮ
na www.whitedentalbeauty.cz

AKCE: Ke každému balení tubusů (4 x 3 ml a 8 x 1,2 ml) White Dental Beauty, brožura pro pacienty a luxusní papírová taška ZDARMA!

DOMÁCÍ BĚLENÍ 10% CP, 16% CP NEUTRAL

Gel pro domácí bělení s karbamid peroxidem do individuálních nosičů

- 8 x 1,2 ml



10% karbamid peroxidu (3,6% HP), 8 x 1,2 ml 9008873

16% karbamid peroxidu (5,7% HP), 8 x 1,2 ml 9008874

~~1 103 Kč~~

937 Kč

OPALESCENCE PF10%, 16%

ULTRADENT PRODUCTS, INC.

Gel pro domácí bělení s karbamid peroxidem do individuálních nosičů

- příchutě: neutral máta meloun



10% neut. 8x 1,2 ml ULP505366

10% mel. 8x 1,2 ml ULP505365

10% mát. 8x 1,2 ml ULP505364

16% neut. 8x 1,2 ml ULP504482

16% mel. 8x 1,2 ml ULP504481

16% mát. 8x 1,2 ml ULP504480

~~1 680 Kč~~

1 428 Kč

OPALESCENCE GO

ULTRADENT PRODUCTS, INC.

- předplněné nosiče s bělícím gelem s 6% peroxidem vodíku pro domácí bělení
- příchutě: máta, meloun



máta, 4 nosiče ULP504644

~~1 180 Kč~~

1 062 Kč

máta, 10 nosičů ULP504634

~~2 240 Kč~~

1 904 Kč

meloun, 10 nosičů ULP503592

~~2 240 Kč~~

1 904 Kč

PERFECT BLEACH 10%, 16%

Gel k domácímu bělení diskolorovaných zubů

- 10% nebo 16% peroxid karbamidu ve stříkačce (do nosiče)

Balení 10%: 3x 2,4 ml

VOC1662

~~1 500 Kč~~

1 275 Kč

Balení 16%: 3x 2,4 ml

VOC1665

~~1 500 Kč~~

1 275 Kč

Mini sada 10%: 4x 2,4 ml, krabička

VOC1658

~~1 984 Kč~~

1 686 Kč

Mini sada 16%: 4x 2,4 ml, krabička

VOC1659

~~1 984 Kč~~

1 686 Kč

Balení 10%: 6x 2,4 ml, 1,2 ml block out gel, přísl.

VOC1660

~~3 328 Kč~~

2 829 Kč

Balení 16%: 6x 2,4 ml, 1,2 ml block out gel, přísl.

VOC1664

~~3 328 Kč~~

2 829 Kč



VOCO THE DENTALISTS

OPALESCENCE PASTA

ULTRADENT PRODUCTS, INC.

Zubní pasta uchovávající odstín vybělených zubů

- příchutě mint
- 100 ml



1x 100 ml ULP500401

~~220 Kč~~

199 Kč

12x 100 ml 0142691

~~2 590 Kč~~

2 202 Kč

ORDINAČNÍ BĚLENÍ

OPALESCENCE BOOST PF 40%

ULTRADENT PRODUCTS, INC.

Oblíbené ordinační bělení



Patient Kit pro 2 pac. ULP504751

~~2 580 Kč~~

2 322 Kč

Mini Kit pro 2 pac. ULP504753

~~2 260 Kč~~

2 034 Kč

Intro Kit pro 4 pac. ULP504750

~~5 260 Kč~~

4 734 Kč

Refill Kit pro 20 pac. ULP504754

~~15 720 Kč~~

14 148 Kč

OPALESCENCE QUICK PF 45%

ULTRADENT PRODUCTS, INC.

Unikátní systém ordinačního bělení.

Čirý, vysoce viskózní, lepkavý gel s 45% karbamid peroxidu (pH ~6,5).



4 x 1,2 ml ULP505346

~~1 390 Kč~~

1 251 Kč

20 x 1,2 ml ULP505348

~~6 030 Kč~~

5 427 Kč

PERFECT BLEACH OFFICE+

VOCO THE DENTALISTS

Gel k ordinačnímu bělení diskolorovaných zubů ve stříkačce QuickMix

- 35% koncentrace peroxidu vodíku



2x 4 ml, příslušenství VOC1672

~~7 575 Kč~~

6 818 Kč

1x 4ml, příslušenství VOC1673

~~2 810 Kč~~

2 537 Kč

2g LC Dam, kanyly VOC1655

~~1 040 Kč~~

941 Kč

ÚSTNÍ VODA ACCLEAN

Ústní voda bez obsahu alkoholu. Obsahuje 0,1% Benzalkoniumchlorid a 0,05% Natriumfluorid.



5 l	9009665	991 Kč	843 Kč
1 l	9009664	312 Kč	265 Kč
250 ml	9009663	124 Kč	105 Kč

ČISTIČÍ KARTÁČKY, 100 ks

Čističí kartáčky do kolénka

- Balení: 100 ks



modré - tvrdé	9006524	1 398 Kč	
fialové - střední	9006525		1 188 Kč
růžové - měkké	9006526		

ZUBNÍ NIT ACCLEAN

Dentální nit voskovaná a nevoskovaná

- v zásobníku 182 m



Voskovaná nit, zelený zásobník, máta – 1554783

Voskovaná nit, modrý zásobník – 1554658

Nevoskovaná nit, červený zásobník – 1552880

		85 Kč	68 Kč
--	--	------------------	--------------

ACCLEAN PROFYLAKTICKÁ PASTA

Čističí a lešticí prophy pasta bez fluoridů

- 40 mikronů
- mátová příchut'
- Balení: 150 g



9003196	453 Kč	385 Kč
---------	-------------------	---------------

CLEAN POLISH

Pasta pro čištění přírodních zubů nebo jako předleštění pro výplně, bez fluoru

- Balení: 50 g

KER360



SUPER POLISH

Pasta pro vysoký lesk přírodních zubů a výplně, bez fluoru

- 50g

KER361

	307 Kč	278 Kč
--	-------------------	---------------

GC TOOTH MOUSSE nebo MI PASTE PLUS

- Balení: 10 ks
- biodentální krém na bázi vody, bez cukru, s Recaldentem CPP-ACP
- příchutě: jahoda, máta, meloun, tutti frutti, vanilka



GC Tooth Mousse, sortiment 10ks - GCE463299


GC MI Paste Plus mix 10 ks - GCE003310

	5 130 Kč	3 987 Kč
--	---------------------	-----------------

	5 650 Kč	3 987 Kč
--	---------------------	-----------------

TEPE ANGLE MEZIZUBNÍ KARTÁČKY

- jednoduchý na použití
- dlouhá plochá rukojeť



6 ks	VVV78457	128 Kč	115 Kč
25 ks	VVV78459	485 Kč	437 Kč

OPTRAGATE

Pomůcka pro snadný přístup a zpřehlednění pracovního pole

- růžová a modrá barva
- měřítko pro správný výběr velikosti OpraGatu



Small assortment (20x modrý, 20x růžový) – IVV669088

Junior assortment (20x modrý, 20x růžový) – IVV669089

Starter Kit (4x modrý, 4x růžový) – IVV669087

	2 302 Kč	2 072 Kč
--	---------------------	-----------------

	2 302 Kč	2 072 Kč
--	---------------------	-----------------

	1 302 Kč	1 172 Kč
--	---------------------	-----------------

ZUBNÍ KARTÁČEK DĚTSKÝ TEPE XSOFT ZOO

- s motivy zvířátek
- 2760 extra měkkých vláken



1 ks	0344685	62 Kč	56 Kč
------	---------	------------------	--------------

12 ks	0385786	600 Kč	540 Kč
-------	---------	-------------------	---------------

25 ks	0232334	1 038 Kč	934 Kč
-------	---------	---------------------	---------------

ZUBNÍ NIT ACCLEAN PRO DĚTI

Velká rukojeť ve tvaru mořských živočichů s integrovanou dentální nití, určené spec. pro děti

- bez chuti
- Balení: 3 x 48 ks



1126519	275 Kč	234 Kč
---------	-------------------	---------------

ÚLOŽNÝ BOX

Úložný box na rovnátka a protetické práce.

- modrá, bílá, zelená, neonově zelená, růžová
- 7,7 x 2,5 x 8 cm
- Balení: 20 ks



9009611	299 Kč	254 Kč
---------	-------------------	---------------

TRAYCASE KRABÍČKA NA NOSIČE

WHITE
DENTAL
BEAUTY



TRAYCASE X 20 – 20 ks	1 123 Kč	898 Kč
-----------------------	---------------------	---------------

TRAYCASE X 4 – 4 ks	449 Kč	382 Kč
---------------------	-------------------	---------------

RUKAVICE SEMPERCARE EDIT LATEX

- nepudrované
- balení 100 ks, XL 90 ks



XS 0402179
S 0014022
M 0014023
L 0014024
XL 0407406



~~190 Kč~~ **129 Kč**

RUKAVICE SEMPERCARE

- latexové, pudrované
- balení 100 ks



XS 0228285
S 0142293
M 0142294
L 0142295



~~144 Kč~~ **109 Kč**

RUKAVICE SEMPERCARE PREMIUM

- latexové, nepudrované
- balení 100 ks



XS 0501829
S 0325208
M 0531688



~~209 Kč~~ **178 Kč**

RUKAVICE SEMPERCARE SOFT NITRIL

- nepudrované, růžové
- balení 200 ks



XS LOH34430
S LOH34431
M LOH34432
L LOH34433
XL LOH34434 180 ks



~~328 Kč~~ **279 Kč**

RUKAVICE SEMPERCARE SKIN 2

- nitrilové, nepudrované
- balení 200 ks



XS 0400871
S 0400875
M 0400877
L 0400879
XL 0400882



~~327 Kč~~ **278 Kč**

RUKAVICE UNIGLOVES COMFORT

- latexové, nepudrované
- balení 100 ks



XS 3649170
S 4852773
M 3649188
L 3649196



~~294 Kč~~ **250 Kč**

RUKAVICE NITRYLEX PF COLLAGEN

- nitrilové rukavice s vrstvou kolagenu a allaninu pro citlivou a suchou pokožku
- okamžitá regenerace pokožky
- růžové
- 100 ks



MERRD30095001 vel. XS
MERRD30095002 vel. S
MERRD30095003 vel. M

MERCATORMEDICAL

~~219 Kč~~ **199 Kč**

RUKAVICE PEHA-SOFT

- latexové, nepudrované
- balení 100 ks



XS 0337144
S 5383661
M 5353482
L 5359570



~~306 Kč~~ **260 Kč**

RUKAVICE NITRYLEX PF BLACK

- Jednorázové ochranné rukavice nitrilové nepudrované ČERNÉ, texturované na koncích prstů s rovnoměrně rolovaným okrajem.
- 100 ks



MERRD30104001 velikost XS
MERRD30104002 velikost S
MERRD30104003 velikost M
MERRD30104004 velikost L
MERRD30104005 velikost XL

MERCATORMEDICAL

~~175 Kč~~ **149 Kč**

RUKAVICE PEHA-SOFT

- nitrilové, nepudrované
- balení 150 ks



































S 0408236
M 0408240
L 0408244



~~306 Kč~~ **260 Kč**



SORTIMENT RUKAVIC

	Název	Kód	Textura/Barva	AQL	Kusů	Cena	
LATEX	 Henry Schein Latex	1010954 XS 1015137 S 1019020 M 1014477 L	Pudrované, hladké		1,5	100 ks	145 Kč 123 Kč
	 Henry Schein Premium Latex	1016863 XS 9001748 XL 1012710 S 1017034 M 1015682 L	Pudrované, hladké		1,5	100 ks	152 Kč 129 Kč
	 Henry Schein Latex	1024184 XS 1028304 S 1025289 M 1029168 L	Nepudrované, zdrsňené		1,5	100 ks	157 Kč 133 Kč
	 Henry Schein Premium Latex	1019924 XS 9001715 XL 1018787 S 1013806 M 1010445 L	Nepudrované, zdrsňené venku i uvnitř		1,5	100 ks	157 Kč 133 Kč
	 Henry Schein Premium Grip Latex	9002535 XS 9002539 XL 9002536 S 9002537 M 9002538 L	Nepudrované, zdrsňené koneč- ky prstů a dlaň		1,5	100 ks	199 Kč 169 Kč
	 Henry Schein Latex Aloe	9002871 XS 9002875 XL 9002872 S 9002873 M 9002874 L	Nepudrované, zdrsňené, vzor včelí úl		1,5	100 ks	183 Kč 156 Kč
VINYL	 Henry Schein Criterion Vinyl	9008172 XS 9008168 XL 9008171 S 90 ks 9008170 M 9008169 L	Pudrované, hladké		1,5	90 ks/ 100 ks	168 Kč 143 Kč
	 Henry Schein Criterion Vinyl	9008167 XS 9008163 XL 9008166 S 90 ks 9008165 M 9008164 L	Nepudrované, zdrsňené		1,5	90 ks/ 100 ks	182 Kč 155 Kč
NITRIL	 Henry Schein Nitril	9880926 XS 9880930 XL 9880927 S 9880928 M 9880929 L	Nepudrované, hladké		1,5	100 ks	204 Kč 173 Kč
	 Henry Schein Nitril s vůní pomeranče	9003933 XS 9003937 XL 9003934 S 9003935 M 9003936 L	Nepudrované, hladké		1,5	100 ks	248 Kč 211 Kč
	 Henry Schein Nitril s vůní hroznů	9003954 XS 9003958 XL 9003955 S 9003956 M 9003957 L	Nepudrované, hladké		1,5	100 ks	248 Kč 211 Kč
	 Henry Schein Nitril s vůní zeleného čaje	9003959 XS 9003963 XL 9003960 S 9003961 M 9003962 L	Nepudrované, hladké		1,5	100 ks	248 Kč 211 Kč
	 Henry Schein Nitril s vůní žvýkačky	9003964 XS 9003968 XL 9003965 S 9003966 M 9003967 L	Nepudrované, hladké		1,5	100 ks	248 Kč 211 Kč
	 Henry Schein Nitril Soft Nitrile	9008652 XS 9008656 XL 9008653 S 9008654 M 9008655 L	Nepudrované, zdrsňené koneč- ky prstů a dlaň		1,5	200 ks	258 Kč 219 Kč
STERILNÍ	 Criterion Sterile Surgeons Latex	1047721 5,5 1045920 7,5 1043500 6 1044696 8 1049242 6,5 1045787 8,5 1043501 7 1049192 9	Pudrované, hladké		1,0	50 párů	951 Kč 808 Kč
	 Criterion Sterile Surgeons Latex	1046125 5,5 1043503 7,5 1045073 6 1043563 8 1049218 6,5 1047315 8,5 1043502 7 1047227 9	Nepudrované, hladké		1,0	50 párů	951 Kč 808 Kč



PRAGODENT

26. ročník mezinárodního dentálního veletrhu

plný zábavy s Henry Schein


18. – 20. 10. 2018

Můžete se těšit na:

- Workshopy
- Zajímavé nabídky
- Příjemná setkání
- Překvapení, odměny

Rádi Vám poradíme
s výběrem:

- Přístrojového vybavení
- Digitálního řešení
- Servisem



Těšíme se na Vás

Tým Henry Schein, stánek č.115

HENRY SCHEIN®
DENTAL



**PŘIHLAŠ SE
A ZÍSKEJ SLEVVU
1.000 Kč**

Při registraci na
WWW.CADCAMMEETING.CZ
použij níže uvedený kód
a získej od firmy Henry Schein
slevu 1.000 Kč
(částka bude odečtena
při registraci).

CCM2018NRY

Vyhradte si páteční odpoledne 7. 9. 2018
pro unikátní workshop Henry Schein

PŘÍLIV NOVÝCH
CAD/CAM TECHNOLOGIÍ

WWW.CADCAMMEETING.CZ

KONFERENCE

ZAMĚŘENÁ NA CAD/CAM TECHNOLOGIE A 3D TISK

PŘEROV

7. 2018 8. 9.

- ENRICO STEGER, MDT. (IT)
- MUDR. PETR HAJNÝ (CZ)
- DR. NELSON SILVA (BR)
- RÓBERT ZUBÁK (SK)
- DAVOR MARKOVIĆ (BIH)
- MUDR. MARTIN LEBEDA (CZ)
- DR. STANKO MILETIĆ (USA, HR)
- PAVEL METELKA, DIS. (CZ)
- IVAN MILETIĆ D.M.D. (USA, HR)
- TOMÁŠ FOREJTEK (CZ)
- AHMAD AMIN ABOSALEH DDS, MSc. (SY, CZ)
- MUDR. HANA LEINO - PASTRŇÁKOVÁ (CZ)
- LÓRÁNT STUMPF (IR)
- MITAR BOŽIĆ (SRB)
- HARPREET RAM, DT (IND, IT)
- MUDR. MILAN MACH (CZ)
- ING. ONDŘEJ KOSNAR (CZ)
- MUDR. MARTIN ČELKO (CZ)
- TOMÁŠ SKOUPÝ (CZ)
- KATEŘINA MARKOVÁ (CZ)
- PIOTR NAGADOWSKI (PL)
- ZTM SEBASTIAN SCHULDES, M.Sc. (DE)

Náš tým obchodních zástupců pro ordinace

HENRY SCHEIN®
DENTAL



Kateřina Matušiková, DiS.

Praha 9,10, Střední Čechy
tel.: 607 005 482
katerina.matusikova@henryschein.cz



Kateřina Sýkorová, DiS.

Liberecký a Ústecký kraj
tel.: 732 419 156
katerina.sykorova@henryschein.cz



Ing. Karel Škava

Moravskoslezský kraj a okres Jeseník
tel.: 607 016 270
karel.skava@henryschein.cz



Anděla Krejčí, DiS.

Praha 1,2,3,5,6, Střední Čechy,
Trutnov, Semily, Jičín
tel.: 601 324 004
andela.krejci@henryschein.cz



Jitka Kulíšková

Praha 4,7,8, Stř.Čechy
tel.: 702 095 266
jitka.kuliskova@henryschein.cz



Karolína Smíšková, DiS.

Karlovarský a Plzeňský kraj
tel.: 702 203 507
karolina.smiskova@henryschein.cz



Gabriela Váchová

Jihočeský kraj, Pelhřimov
tel.: 607 005 488
gabriela.vachova@henryschein.cz



Marcela Carvová

Hradec Králové, Pardubice, Kolín
a Kraj Vysočina
tel.: 602 389 074
marcela.carvova@henryschein.cz



Mgr. Gabriela Grund

Brno, Jihomoravský kraj
tel.: 731 957 891
gabriela.grund@henryschein.cz



Miluše Černá

Olomoucký,
Pardubický kraj
a okres Vsetín
tel.: 739 316 857
miluse.cerna@henryschein.cz



Bc. Petra Zouharová

Brno, Blansko a Zlínský kraj
tel.: 737 653 850
petra.zouharova@henryschein.cz

Kontaktujte naše specialisty:

Monika Žáčková, DiS.

Richard Doležal

Ing. Roman Hanák

Richard Janů

Michal Komora

Pavel Votlučka

MUDr. Radomír Humplík

Bc. Martin Svačinka

Mgr. Michael Fiedler

Tomáš Piskáč

obchodní manažerka - přístroje

manažer CAD/CAM

manažer servisu

manažer sterilizace

specialista pro malé přístroje

specialista přístroje Čechy

specialista pro endodoncii

obchodní zástupce přístroje

sales manager

specialista pro RTG/servisní technik

tel.: 731 657 957

tel.: 602 389 088

tel.: 602 735 372

tel.: 603 511 935

tel.: 731 651 675

tel.: 732 469 709

tel.: 601 122 348

tel.: 606 063 073

tel.: 724 387 235

tel.: 728 639 268

monika.zackova@henryschein.cz

richard.dolezal@henryschein.cz

roman.hanak@henryschein.cz

richard.janu@henryschein.cz

michal.komora@henryschein.cz

pavel.votlucka@henryschein.cz

radomir.humplik@henryschein.cz

martin.svacinka@henryschein.cz

michael.fiedler@henryschein.cz

tomas.piskac@henryschein.cz

Pobočky Henry Schein v ČR:

Pobočka Praha:

Černokostecká 2085/24, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Pobočky Brno:

Palackého třída 537/163, Brno, Medlánky
AZ Tower, Pražákova 69, kancelář 26.2, 639 00 Brno

Všechny ceny jsou včetně DPH. Obrázky jsou pouze ilustrativní.

Všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.henryschein.cz.