

Speciální letní nabídka

Platná od 1.6 do 30.9. 2019

KaVo EXPERTmatic

vynikající poměr kvality a ceny

Povrch EXPERTgrip, keramická ložiska, výměnný vodní mikrofiltr, 25000 LUX osvětlení a retenční síla kleštiny 30N dělají z těchto násadců špičku na trhu. Díky tradičně kvalitnímu zpracování je životnost těchto násadců extrémně dlouhá.



Obj.kód	Název	Převod	Sprej	Prodejní cena	Akční cena
KAV1.007.5550	EXPERTmatic LUX E25L	■ 1:5	3-bodový	30 975 Kč	20 200 Kč
KAV1.007.5540	EXPERTmatic LUX E20L	■ 1:1	1-bodový	22 742 Kč	14 700 Kč
KAV1.006.8700	EXPERTtorque LUX E680L	□ Turbínka	4-bodový	28 027 Kč	18 000 Kč

KaVo expert
series

QUATTROcare™ Plus

Plně automatický přístroj pro ošetření čtyř instrumentů

Ošetří čtyři násadce za jednu minutu. Stačí pouze stisknout tlačítko.

Automatický dávkovací a detekční systém využívající přípravek "KaVo QUATTROcare Spray" se stará o to, aby byl násadec nejenom správně ošetřen, ale také zabráňuje nadbytečné spotřebě přípravku. Provoz přístroje je díky tomu maximálně ekonomický. Zabrání nadbytečnému dávkování přípravků.

KAV1.008.3805 **QUATTROcare Plus 2124A**
~~57 681 Kč~~ Akční cena **44 000 Kč**



QUATTROcare™ Plus Sprej

KAV1.011.5720 **QUATTROcare Plus Sprej 500 ml**
~~1 105 Kč~~ Akční cena **950 Kč**



KAVO spray-olej

KAVO.411.9640 **KAVO spray-olej 500ml**
~~1 141 Kč~~ Akční cena **935 Kč**



Platná od 1.6 do 30.9. 2019

Prophy box PROPHYflex™ 4

Univerzální ordinační pískovač pro supragingivální i subgingivální ošetření

- **Dva nástroje v jednom** – ideální pro supragingivální a subgingivální aplikace.
- **Dokonalý přehled** – jasná viditelnost díky vysoce přesnému, homogennímu proudu prášku.
- **Čistý komfort** – pro zubní lékaře a pacienty.
- **PROPHYflex™ 4** je nabízen ve třech barvách: Flamingo, Wave a Lime



Box obsahuje následující produkty:

PROPHYflex™ 4, PROPHYpearls™ Neutral (80 sáčků), PROPHYpearls™ výběr příchutí (80 sáčků), Rozvěrač OptiView™ malý (2x) a OptiView™ velký (2x)

KAV1.013.5078 **PROPHY Box PROPHYflex™ 4 Wave-**

KAV1.013.5079 **PROPHY Box PROPHYflex 4 Lime**

KAV1.013.5080 **PROPHY Box PROPHYflex 4 Flamingo**

~~33 085 Kč~~ Akční cena **24 900 Kč**

PROPHYflex™ 4 Perio Kit

s malou přesnou kanylou pro zaměřené a jemné subgingivální ošetření, čištění můstek, implantátů a korunek. S PROPHYflex™ 4 už nemusíte měnit přístroj při přechodu ze supragingivní na subgingivální aplikaci, nebo při čištění implantátu.



~~8 370 Kč~~ Akční cena **7 950 Kč**

SONICflex™

Stomatologický nástroj s nejširší škálou možností použití:

Profylaxe, Endodoncie, Parodontologie, Chirurgie, Preparace Minimálně invazivní ošetření zubního kazu.

Více než 50 hrotů a více indikací, než u jakéhokoli jiného vzduchového scaleru. Pro každé použití. Zajišťuje úspěšné minimálně invazivní ošetření.

KAV1.007.1604 **SONICflex quick 2008 L Set světelný s hroty 5,6,7**

KAV1.000.8333 **SONICflex 2003 L Set světelný s hroty 5,6,7**

~~48 990 Kč~~ Akční cena **36 900 Kč**

